

# PHILIPS

Gel avant laser

RéAura

Tube de 60 g



SC5100



## Contact optimal avec la peau et glisse en douceur

### avec l'appareil Philips RéAura

Le gel avant laser procure un contact optimal avec la peau et une glisse en douceur de l'appareil laser Philips RéAura de rajeunissement de la peau. Sans application de ce gel, l'utilisation du laser sur la peau ne sera pas optimale.

#### Contact optimal avec la peau et glisse en douceur

- Assure un contact optimal entre l'appareil et votre peau
- Permet à l'appareil de glisser en douceur sur votre peau

#### Élaboré par les concepteurs de Fraxel®

- Élaboré avec les concepteurs de la technologie laser Fraxel®

#### Testé dermatologiquement et sans parfum

- Testé dermatologiquement et sans parfum

#### Hypoallergénique et non comédogène

- Hypoallergénique et non comédogène (n'obstrue pas les pores)

## Points forts

### Contact optimal avec la peau

Le gel avant laser fait partie intégrante de votre système laser Philips de rajeunissement de la peau. Il permet un contact optimal avec la peau et une glisse en douceur de l'appareil laser Philips de rajeunissement de la peau. Sans application de ce gel, l'utilisation du laser sur la peau ne sera pas optimale.

### Glisse en douceur

Ce gel à la texture soyeuse permet à l'appareil de glisser en douceur sur votre peau.

### Élaboré avec Fraxel®

Le gel avant laser fait partie intégrante de votre système laser Philips de rajeunissement de la peau. Le gel est spécialement élaboré pour

Philips par les concepteurs de la technologie laser Fraxel®, forts de leur expertise en matière de traitement laser de la peau.

### Testé dermatologiquement et sans parfum

La formule a été testée dermatologiquement (n = 204) et ne contient pas de parfum.

### Hypoallergénique, non comédogène

Les tests démontrent que la formule est hypoallergénique et qu'elle n'est pas comédogène, ce qui signifie qu'elle n'obstrue pas les pores.

## Caractéristiques

### Emballage

Sommaire: 60 grammes

Type d'emballage: Tube

