

# PHILIPS

Hudföryngrande  
laser

RéAura



SC5000



## Banbrytande teknik mot åldrande Synliga resultat

Philips RéAura hudföryngrande laser är ett banbrytande program mot åldrande som ger dig strålande hy på 8 veckor. Den är utvecklad med hjälp av Fraxel<sup>®</sup> - laserteknik, stimulerar hudens naturliga cellförnyelseprocess och angriper flera tecken på åldrande.

### Synliga resultat som bekräftas av dermatologer\*

- Minskar fina linjer – 81 %\*\*
- Jämnar ut hudton – 83 %\*\*\*
- Jämnar ut hud - 86%\*\*\*

### MyRéAuras behandlingsguide – tips för bästa resultat

- Anpassa din behandlingsplan
- Läs vad andra har skrivit på gemenskapen MyRéAura
- Följ upp dina resultat med behandlingsdagboken på MyRéAura

### Använd Philips RéAura i tre enkla steg

- Steg 1: applicera lasergelen
- Steg 2: Använd laserenheten för hudföryngring
- Steg 3: Använd Laser aftercare complex

### Exklusiva råd från Philips hudvårdsexperten

- Exklusiv rådgivning från Philips hudvårdsexperten

# Funktioner

## Minskar fina linjer – 81%\*\*



Philips RéAura stimulerar produktion av kollagen för att minska fina linjer, tex. runt ögon och mun eller på kinderna.\*\* Resultat observerades av dermatologer hos 81 % av användarna, efter 12 veckors användning i hemmet av 64 användare. Resultaten bygger på analys av före- och efterbilder utförd av oberoende dermatologer.

## Jämnar ut hudton – 83%\*\*\*



Philips RéAura ger en jämnare hudton och minskar ålders- och solfläckar märkbart.\*\*\* Resultat observerades av dermatologer hos 83 % av användarna, efter 12 veckors användning i hemmet av 64 användare. Resultaten bygger på analys av före- och efterbilder utförd av oberoende dermatologer.

## Jämnar ut hud - 86%\*\*\*



Philips RéAura stimulerar cellförnyelse i de djupare hudlagren, vilket ger en jämnare hudtyta.\*\*\* Resultat observerades av

dermatologer hos 86 % av användarna, efter 12 veckors användning i hemmet av 64 användare. Resultaten bygger på analys av före- och efterbilder utförd av oberoende dermatologer.

## Philips hudvårdsexperten

Våra hudvårdsexperten har mycket erfarenhet att dela med sig av. De kan hjälpa dig att ta fram en personlig behandlingsplan, tolka resultaten av din hudvård eller lösa problem kring RéAura. Du kan kontakta dem via telefon och e-post eller på MyRéAura.

## Personanpassad behandlingsplan



Med MyRéAura kan du sätta egna unika behandlingsmål genom hudanalys. Den kan du göra på [www.philips.co.uk/reaura](http://www.philips.co.uk/reaura), eller i butiken där du köper RéAura. Philips hudvårdsexperten väntar på att få hjälpa dig med din hudanalys, så ring dem!

## Läs vad andra har skrivit

Gemenskapen MyRéAura är en exklusiv plats där du kan få kontakt med andra RéAura-användare, dela erfarenheter och se hur andra upplever sina behandlingar.

## Följ upp dina resultat

Din behandlingsdagbok på MyRéAura är ett bra sätt att hålla koll på din behandlingsplan och följa upp dina resultat.

## Lasergel

Lasergelen är en viktig del av Philips RéAura hudföryngrande laser. Den ger optimal hudkontakt och ett lätt glid för Philips RéAura-laserenheten för hudföryngring. Gelen har utformats särskilt för Philips av tillverkarna av lasertekniken Fraxel®. Om gelen inte används

kan huden behandlas ojämnt. Testad av dermatologer. Hypoallergen. Oparfymrad. Motverkar acne (täpper inte igen porerna).

## Laserenhet för hudföryngring

Under behandlingen strålas tusentals mikroskopiska laserstrålar ned i överhuden och läderhuden. Det utlöser en naturlig cellförnyelseprocess. Gamla och skadade hudceller ersätts med nya, fräscha hudceller som innehåller mer kollagen. Upprepade behandlingar förstärker kollagenätverket och gör det tätare. Resultatet blir en jämnare hudtyta och en minskning av fina linjer. Samtidigt trycks pigmenterade hudceller ut ur huden, vilket ger huden en jämnare ton.

## Laser aftercare complex

Efterbehandlingen Laser aftercare complex är en viktig del av Philips RéAura hudföryngrande laser. Den ger huden fukt under cellförnyelseprocessen när du har använt Philips RéAura-laserenheten. Efterbehandlingssystemet innehåller lugnande kamomill, johannesört och edelweissextrakt som är kända för sina antiinflammatoriska egenskaper. Särskilt framtaget för Philips av tillverkarna av lasertekniken Fraxel®. Testad av dermatologer. Hypoallergen. Oparfymrad. Motverkar acne (täpper inte igen porerna).

# Specifikationer

## Tekniska specifikationer

Laserklass: 1M

Lasertyp: Diod

Våglängd: 1435 nm

## Tillämpningsområden

**Ansikte och kropp:** Ansikte, Nacke, Bröst, Händer, Armar

## Medföljande tillbehör

**Laddare:** Flerspänningsladdare

**Anvisningar för användning:** Demo-DVD,

Komplett användarhandbok

**Förvaring:** Fodral

## Effekt

**Laddningstid:** 60 minuter, Första laddningen, 3 timmar

**Strömförsörjning:** Laddningsbart batteri

**Drifttid:** 1 laddning räcker för behandling av alla kroppsdelar

**Spänning:** 100–240 V

## Säkerhetsinställning och justerbara inställningar

**3 intensitetsnivåer:** 1 för övning, 2 och 3 för resultat

**Child lock (Barnlås):** Barnsäker tack vare löstagbart munstycke

**Ögonskydd:** Går inte att rikta in i ögonen

**Skydd mot överbehandling:** Låses i 24 timmar vid överbehandling

## Service

**Garanti:** 2 års global garanti

