

PHILIPS

Laser de rajeunissement
de la peau

RéAura



SC5000



Technologie révolutionnaire anti-âge Résultats visibles

Le système laser de rajeunissement de la peau Philips RéAura est un programme anti-âge révolutionnaire permettant d'obtenir une peau éclatante au bout de 8 semaines. Basé sur la technologie laser Fraxel[®], il stimule le processus naturel de renouvellement cellulaire de votre peau, s'attaquant ainsi aux différents signes de vieillissement.

Des résultats visibles, confirmés par des dermatologues*

- Réduit les ridules - 81 %**
- Uniformise le teint - 83 %***
- Lisse la peau - 86 %****

Guide d'utilisation en ligne MyRéAura pour des résultats optimaux

- Personnalisez votre planning des séances
- Découvrez d'autres avis dans la communauté MyRéAura
- Suivez vos progrès grâce au carnet des séances sur MyRéAura

Utilisez le Philips RéAura en trois étapes simples

- Étape 1 : application du gel avant laser
- Étape 2 : utilisation de l'appareil laser de rajeunissement de la peau
- Étape 3 : application de la crème après-soin laser

Conseils exclusifs de nos experts en soins de la peau Philips

- Conseils exclusifs de l'équipe d'experts en soin de la peau Philips



asimpleswitch.com

Points forts

Réduit les ridules - 81 %**



Philips RéAura stimule la production de collagène afin de réduire les ridules se trouvant par exemple autour des yeux et de la bouche, ainsi que sur les joues.** Observé par des dermatologues chez 81 % des utilisateurs, au bout de 12 semaines d'utilisation à domicile par 64 utilisateurs. Les conclusions s'appuient sur une analyse des photos avant et après séance réalisée par des dermatologues indépendants.

Uniformise le teint - 83 %***



Philips RéAura permet d'obtenir un teint plus uniforme et de réduire de manière visible les taches de vieillesse et de soleil.*** Observé par des dermatologues chez 83 % des utilisateurs, au bout de 12 semaines d'utilisation à domicile par 64 utilisateurs. Les conclusions s'appuient sur une analyse des photos avant et après séance réalisée par des dermatologues indépendants.

Lisse la peau - 86 %****



Philips RéAura stimule le renouvellement cellulaire de la peau en profondeur, pour une peau plus lisse.**** Observé par des dermatologues chez 86 % des utilisateurs, au bout de 12 semaines d'utilisation à domicile

par 64 utilisateurs. Les conclusions s'appuient sur une analyse des photos avant et après séance réalisée par des dermatologues indépendants.

Experts en soin de la peau Philips

Fortes de ses nombreuses années d'expérience dans le domaine de l'esthétique, notre équipe d'experts en soin de la peau est à votre service. Elle peut vous aider à créer votre planning des séances personnalisé, à interpréter les résultats du diagnostic de votre peau et répondre à vos questions concernant le RéAura. Vous pouvez les contacter par téléphone et e-mail ou via le site MyRéAura.

Planning des séances personnalisé



MyRéAura vous permet de définir vos objectifs personnels de séance grâce à un diagnostic de votre peau. Pour cela, visitez www.philips.co.uk/reaura ou bénéficiez d'un diagnostic dans le magasin où vous vous êtes procuré le RéAura. Notre équipe d'experts en soin de la peau Philips se fera un plaisir de vous aider. Il vous suffit de les appeler.

Découvrez d'autres avis

La communauté MyRéAura est un lieu privilégié où vous pouvez communiquer avec d'autres utilisatrices de RéAura, faire part de vos expériences et voir comment se sont passées les séances des autres utilisatrices.

Suivez vos progrès

Très pratique, votre carnet MyRéAura vous permet de suivre la progression de votre planning des séances et de consulter vos résultats.

Gel avant laser

Le gel avant laser fait partie intégrante de votre système laser Philips de rajeunissement de la peau. Il permet un contact optimal avec la peau et une glisse en douceur de l'appareil laser Philips de rajeunissement de la peau. Le gel est spécialement élaboré pour Philips par

les concepteurs de la technologie laser Fraxel®. Sans application de ce gel, l'utilisation du laser sur la peau ne sera pas optimale. Testé dermatologiquement. Hypoallergénique. Sans parfum. Non comédogène (n'obstrue pas les pores).

Appareil de rajeunissement laser

Lors de la séance, des milliers de faisceaux laser microscopiques atteignent le derme et l'épiderme. Cela déclenche le processus naturel de renouvellement cellulaire. Les cellules cutanées vieilles et endommagées sont remplacées par de nouvelles cellules contenant plus de collagène. Des séances répétées renforcent le réseau de collagène et le densifient, pour une peau plus lisse, aux ridules atténuées. En même temps, les cellules pigmentées sont rejetées de la peau, ce qui rend votre teint plus uniforme.

Crème après-soin laser

La crème après-soin laser fait partie intégrante de votre système laser Philips de rajeunissement de la peau. Elle hydrate la peau pendant le renouvellement cellulaire résultant de l'utilisation de l'appareil Philips RéAura. Contient de la camomille apaisante et des extraits de St. John's wort et d'edelweiss connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Élaborée pour Philips par les concepteurs de la technologie laser Fraxel®. Testée dermatologiquement. Hypoallergénique. Sans parfum. Non comédogène (n'obstrue pas les pores).



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Spécificités techniques

Classe de laser: 1 m

Type de laser: Diode

Longueur d'onde produite: 1 435 nm

Zones d'application

Visage et corps: Visage, Décolleté, Torse, Mains, Bras

Accessoires inclus

Chargeur: Chargeur multi-tension

Conditions d'utilisation: DVD de démonstration, Manuel d'utilisation complet

Rangement: Trousse

Alimentation

Temps de charge: 60 minutes, Charge initiale 3 heures

Système d'alimentation: Batterie rechargeable

Autonomie: 1 charge permet de traiter toutes les zones du corps

Tension: 100-240 V

Sécurité et paramètres réglables

3 intensités: 1 pour les essais, 2 et 3 pour obtenir des résultats

Verrouillage enfant: Embout amovible évitant une utilisation par les enfants

Protection oculaire: Impossibilité pour le faisceau d'atteindre les yeux

Protection anti-surtraitement: Verrouillage de 24 h en cas de surtraitement

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

