

# PHILIPS

Microdermabrasão

VisaCare

Tratamento de renovação da pele

com pontas sensível e normal



SC6240/01



## Sensação de maior firmeza e pele com aparência mais jovem

com o sistema Philips VisaCare de microdermabrasão

Revigore e mantenha o aspecto jovem e natural da sua pele com o sistema de dupla acção Air Lift & Exfoliation do VisaCare. Este massaja a pele estimulando a circulação sanguínea, enquanto remove as células mortas da pele, permitindo uma renovação natural das células.

### Sensação de maior firmeza e pele com aparência mais jovem

- Para pele com uma aparência mais jovem
- A pele está mais radiante, mais suave e mais firme em 4 a 6 semanas

### Tecnologia de microdermabrasão

- Sistema de dupla acção Air Lift & Exfoliation
- O sistema Air Lift estimula delicadamente a microcirculação
- A ponta esfoliante estimula a processo de renovação das células

### Segura e suave, clinicamente testada

- Adequada para todos os tipos de pele
- Desenvolvido por dermatologistas e cientistas especializados
- Tecnologia profissional para utilização segura em sua casa

### Fácil de usar

- Tratamento de apenas 5 minutos, duas vezes por semana
- Utilização sem fios
- Carregamento durante a noite para 3 semanas de utilização




[aimpleswitch.com](http://aimpleswitch.com)

# Destaque

## Juventude

O Philips VisaCare de microdermabrasão estimula o processo de renovação superficial para uma pele mais suave, com maior firmeza e visivelmente radiante.

## Resultados visíveis



93% das mulheres que a testaram relataram uma pele instantaneamente mais suave. 84% concordam que a sua pele tem uma aparência mais radiante, 84% notaram que a sua pele tem uma aparência mais saudável\*.

## Sistema de dupla acção




Massaja a pele, estimulando a circulação sanguínea enquanto remove as células mortas da pele permitindo uma renovação natural das células.

## Sistema Air Lift


A massagem de vácuo estimula intensamente a microcirculação. A pele é levantada e esticada de forma delicada, massajando as camadas mais profundas. O fluxo sanguíneo aumenta, fornecendo oxigénio e os nutrientes à superfície. Para uma aparência revitalizada. O VisaCare foi concebido para estar no ponto de esticamento perfeito, necessário para estimular a produção de colagénio e elastina. Para uma pele com maior firmeza em 4 a 6 semanas.

## Ponta esfoliante



A ponta esfoliante remove delicadamente parte do stratum corneum (a camada exterior da pele) e torna a epiderme mais espessa (a segunda camada da pele), revelando uma pele com maior suavidade e uma aparência radiante. Esta elimina suavemente a aspereza e escamação com maior eficácia e controlo do que possível usando as mãos. A pele é estimulada a renovar as células. Para uma pele mais firme em 4 a 6 semanas.

## Adequada para todos os tipos de pele




A suavidade do VisaCare está clinicamente comprovada. O dispositivo inclui duas pontas (sensível e normal) adequadas a diferentes níveis de sensibilidade da pele. Especialistas em cuidados da pele da Philips estão à sua disposição para o orientar na obtenção dos melhores resultados.

## Desenvolvido com especialistas da pele


O Philips VisaCare utiliza a tecnologia de microdermabrasão normalmente utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para uma utilização segura no conforto da sua própria casa. O Philips VisaCare foi desenvolvido em colaboração com dermatologistas e cientistas especializados.

## Tratamento de 5 minutos



Obtenha resultados imediatos com apenas 5 minutos de tratamento, duas vezes por semana. Com um brilho suave e saudável!

## Utilização sem fios



O design exclusivo sem fios do VisaCare permite-lhe retirar o máximo de benefício do seu tratamento da forma mais confortável possível.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

# Especificações

## Vantagens

**Remoção das células mortas da pele:** graças à ponta esfoliante

**Espessamento epidérmico:** motivado pelo sistema abrasivo

**Estimulação da microcirculação:** proporcionada pelo Air Lift System™

**Cremes de cuidados da pele:** com melhor absorção, verificada por 87% dos utilizadores

## Fácil de usar

**Pontas personalizadas:** Pele normal e sensível

**Sem fios:** até 6 utilizações sem carregar

**Indicador de bateria:** ícone iluminado

**Fácil manuseamento:** Design elegante e

ergonómico

**Suporte exclusivo e prático:** suporte de carga e arrumação

## Zonas de aplicação

Rosto e pescoço

## Itens incluídos

**Pontas personalizadas:** Pele normal e sensível

**Instruções de utilização:** Manual do utilizador completo

**Suporte exclusivo e prático:** suporte de carga e arrumação

**Adaptador de corrente:** Transformador de 100 - 240 V

**Bolsa para arrumação:** Para arrumação e viagem

**Escova de limpeza:** Para limpar as pontas VisaCare

## Alimentação

**Tempo de carga:** 8 horas

**Alimentação:** Bateria recarregável

**Tempo de utilização:** 6 utilizações de 5 minutos cada

**Voltagem:** 100-240 V

## Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia limitada

