

# PHILIPS

## Microdermabrasión

### VisaCare

Tratamiento de rejuvenecimiento de piel

Con punta para piel normal y sensible



SC6240/01



## Una piel más firme con un aspecto más juvenil gracias al sistema de microdermabrasión VisaCare de Philips

Revigoriza y mantén el aspecto juvenil natural de tu piel con el sistema DualAction Air Lift & Exfoliation de VisaCare. Masajea la piel y favorece la circulación de la sangre mientras elimina las células muertas de la piel y permite la renovación celular natural.

### Una piel más firme con un aspecto más juvenil

- Para una piel con un aspecto más juvenil
- La piel estará más radiante, más suave y con una textura más firme en 4-6 semanas

### Tecnología de microdermabrasión

- Sistema DualAction Air Lift & Exfoliation
- El sistema Air Lift estimula suavemente la microcirculación
- La punta de exfoliación estimula el proceso de renovación celular

### Segura y suave, probada clínicamente

- Adecuado para todo tipo de piel
- Desarrollado en colaboración con científicos expertos y dermatólogos
- Tecnología profesional, para un uso seguro en tu propio hogar

### Fácil de usar

- Tratamiento de solo 5 minutos, dos veces a la semana
- Uso sin cable
- Cárgalo por la noche para disfrutar de 3 semanas de uso




asimpleswitch.com

# Destacados

## Juvenil

El sistema de microdermabrasión VisaCare de Philips estimula el proceso de rejuvenecimiento de la piel para que esté más suave, firme y visiblemente radiante.

## Resultados visibles



El 93 % de las mujeres que lo han probado ha notado la piel más suave de forma inmediata. El 84 % opina que su piel presenta un aspecto más radiante y el 84 % notó que su piel parecía más saludable\*.

## Sistema DualAction




Masajea la piel y favorece la circulación de la sangre mientras elimina las células muertas de la piel y permite la renovación celular natural.

## Sistema Air Lift


El masaje de aspirado estimula intensivamente la microcirculación. La piel se reafirma y se alisa cuidadosamente y se masajean las capas más profundas. Mejora la circulación sanguínea haciendo llegar oxígeno y nutrientes a la superficie. VisaCare está diseñado para estar en el área óptima de reafirmación necesaria para estimular el colágeno y la producción de elastina. Para un aspecto revitalizado y una piel más firme en 4-6 semanas.

## Punta de exfoliación



La punta de exfoliación elimina suavemente la parte de la capa córnea (la capa superior de la piel) y refuerza la epidermis (la segunda capa de la piel), revelando una piel más suave y con un aspecto radiante. Elimina las asperezas y la descamación de una forma más eficaz y controlada que con los métodos manuales. La piel se estimula para la renovación celular. Para una piel más firme en 4-6 semanas.

## Adecuado para todo tipo de piel



La suavidad de VisaCare está demostrada clínicamente. El dispositivo incluye dos puntas (sensible y normal) para los distintos niveles de sensibilidad de la piel. Los expertos en cuidado de la piel de Philips están a tu disposición para ayudarte a lograr los mejores resultados.

## Desarrollado con expertos en la piel


Philips VisaCare usa la tecnología de microdermabrasión que encontramos en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura. Philips VisaCare se ha desarrollado en colaboración con científicos expertos y dermatólogos.

## Tratamiento de 5 minutos



Consigue resultados inmediatos con solo 5 minutos de tratamiento dos veces a la semana. ¡Un aspecto suave y sano!

## Uso sin cable



El exclusivo diseño sin cables de VisaCare te permite disfrutar del tratamiento de la forma más cómoda.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO<sub>2</sub>. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

# Especificaciones

## Ventajas

**Eliminación de las células muertas de la piel:** gracias a la punta de exfoliación

**Refuerzo de la epidermis:** gracias al sistema de abrasión

**Estimulación de la microcirculación:** con el sistema Air Lift™

**Cremas para el cuidado de la piel:** mejor absorberencia, afirmado por el 87 % de los usuarios

## Fácil de usar

**Consejos personalizados:** Piel normal y sensible

**Sin cable:** Hasta 6 usos sin carga

**Indicador de batería:** icono iluminado

**Fácil de usar:** Diseño ergonómico y elegante

**Soporte exclusivo y cómodo:** soporte de carga y almacenamiento

## Zonas de aplicación

Cara y cuello

## Piezas incluidas

**Consejos personalizados:** Piel normal y sensible

**Instrucciones de uso:** Manual de usuario completo

**Soporte exclusivo y cómodo:** soporte de carga y almacenamiento

**Adaptador de corriente:** Adaptador de 100 - 240 V

**Funda de viaje:** Para guardar y viajar

**Cepillo de limpieza:** Para limpiar las puntas de VisaCare

## Potencia

**Tiempo de carga:** 8 horas

**Sistema de alimentación:** Batería recargable

**Tiempo de funcionamiento:** 6 usos de 5 minutos cada uno

**Voltaje:** 100-240 V

## Servicio

**Garantía:** Garantía limitada de dos años

