

PHILIPS

Lasergel

RéAura

60 g-tub



SC5100



Optimal kontakt med huden och lättglidande när du använder Philips RéAura-enheten

Lasergelen ger optimal kontakt med huden och ser till att Philips RéAura-laserenheten för hudförnyring glider lätt över huden. Om gelen inte används kan huden behandlas ojämnt.

Optimal kontakt med huden och lättglidande

- Ger optimal kontakt mellan enheten och din hud
- Gör att enheten glider lätt över huden

Utvecklad tillsammans med tillverkarna av Fraxel®

- Utvecklad tillsammans med tillverkarna av lasertekniken Fraxel®

Oparfumerad och testad av dermatologer

- Oparfumerad och testad av dermatologer

Hypoallergen och motverkar acne

- Hypoallergen och motverkar acne (täpper inte igen porerna)

Funktioner

Optimal kontakt med huden

Lasergelen är en viktig del av Philips RéAura hudföryngrand laser. Den ger en bra kontakt mellan RéAura-enheten och huden. Om gelen inte används kan huden behandlas ojämnt, och behandlingen kan bli mindre behaglig.

Lätglidande

Gelens silkeslena konsistens gör att enheten glider lättare över huden.

Utvecklad tillsammans med Fraxel®

Lasergelen har utvecklats särskilt för att användas med Philips RéAura-enheten. Det utvecklades i samarbete med tillverkarna av lasertekniken Fraxel®, utifrån deras expertis på laserbehandling.

Oparfumerad och testad av dermatologer

Formeln har testats av dermatologer (n= 204), och den innehåller inga parfymer.

Hypoallergen, motverkar acne

Testresultaten visar att formeln är hypoallergen och att den motverkar acne, vilket innebär att den inte täpper igen dina porer.

Specifikationer

Information om förpackning

Innehåll: 60 gram

Förpackningstyp: Rör

