



Philips RéAura  
Rejuvenecimiento cutáneo  
con láser



SC5000



## Vanguardista tecnología antienvjecimiento

### Resultados visibles

El dispositivo de rejuvenecimiento de la piel con láser RéAura de Philips ofrece un vanguardista programa antienvjecimiento que aporta una piel radiante en 8 semanas. Basado en la tecnología láser Fraxel®, estimula el proceso de regeneración celular natural de la piel y actúa frente a varios signos de envjecimiento.

#### Resultados visibles, confirmados por dermatólogos\*

- Reduce las líneas finas: 81%\*\*
- Tono de piel más uniforme: 83%\*\*\*
- Textura de la piel más suave: 86%\*\*\*\*

#### Guía de tratamiento en línea MyRéAura para mejores resultados

- Personaliza tu plan de tratamiento
- Consulta otras opiniones en la comunidad MyRéAura
- Supervisa los progresos de tu diario de tratamiento en MyRéAura

#### Utiliza el sistema RéAura de Philips en tres sencillos pasos

- Paso 1: Aplica el gel para láser
- Paso 2: Aplica el dispositivo de rejuvenecimiento cutáneo con láser
- Paso 3: Aplica la loción postratamiento de láser

#### Ayuda exclusiva de expertos en cuidado de la piel de Philips

- Ayuda exclusiva del equipo de expertos en cuidado de la piel de Philips

# PHILIPS

## Destacados

### Reduce las líneas finas: 81%\*\*



RéAura de Philips estimula la producción de colágeno para reducir las líneas finas, por ejemplo alrededor de los ojos y la boca, y en las mejillas.\*\* Según la observación de los dermatólogos, de 64 usuarios un 81% de los usuarios, después de 12 semanas de uso en casa. Los resultados se basan en los análisis de imágenes anteriores y posteriores por parte de dermatólogos independientes.

### Tono de piel más uniforme: 83%\*\*\*



RéAura de Philips consigue un tono de piel más uniforme y reduce visiblemente las manchas provocadas por el sol y la edad.\*\*\* Según la observación de los dermatólogos, de 64 usuarios un 83% de los usuarios, después de 12 semanas de uso en casa. Los resultados se basan en los análisis de imágenes anteriores y posteriores por parte de dermatólogos independientes.

### Textura de la piel más suave: 86%\*\*\*\*



RéAura de Philips fomenta la renovación celular en las capas más profundas de la piel para suavizar su textura.\*\*\*\* Según la

observación de los dermatólogos, de 64 usuarios un 86% de los usuarios, después de 12 semanas de uso en casa. Los resultados se basan en los análisis de imágenes anteriores y posteriores por parte de dermatólogos independientes.

### Equipo de expertos en cuidado de la piel de Philips

Nuestro equipo de expertos en cuidado de la piel puede compartir numerosos años de experiencia en belleza y está a tu disposición. Puede ayudarte a diseñar tu plan personalizado, interpretar tus resultados en el cuidado de la piel y responder a tus cuestiones relacionadas con RéAura. Puedes ponerte en contacto con ellos por teléfono, correo electrónico y en MyRéAura.

### Plan de tratamiento personalizado



MyRéAura te permite definir tus objetivos de tratamiento exclusivos a través de una evaluación de la piel. Puedes realizarla en [www.philips.co.uk/reaura](http://www.philips.co.uk/reaura) o en el establecimiento en el que compres RéAura. Nuestro equipo de expertos en cuidado de la piel de Philips estará encantado de ayudarte a realizar una evaluación de la piel. Solo tienes que ponerte en contacto con ellos.

### Consulta otras opiniones

La comunidad MyRéAura es un lugar exclusivo en el que puedes conectar con otros usuarios de RéAura, compartir tus experiencias y conocer las experiencias de otros usuarios con el tratamiento.

### Supervisa tus progresos

Tu diario de MyRéAura es una forma estupenda de supervisar los progresos de tu

plan de tratamiento y realizar un seguimiento de los resultados.

### Gel para láser

El gel de rendimiento es vital para el sistema de rejuvenecimiento cutáneo con láser RéAura de Philips. Proporciona un contacto óptimo con la piel y un deslizamiento suave del dispositivo de rejuvenecimiento cutáneo con láser RéAura de Philips. Los creadores de la tecnología láser Fraxel® han desarrollado este gel especialmente para Philips. Si no se utiliza el gel puede que se trate la piel de forma desigual. Dermatológicamente probado. Hipoalergénico. Sin perfume. No comedogénico (no obstruye los poros).

### Dispositivo de rejuvenecimiento cutáneo con láser

Durante el tratamiento, miles de haces de láser microscópicos se introducen en la epidermis y la dermis. Esto activa un proceso de renovación celular natural. Las células de la piel viejas y dañadas se sustituyen por células nuevas y frescas, que contienen más colágeno. La repetición del tratamiento aumenta la red de colágeno, haciéndola más densa. El resultado es una textura de la piel más suave y la reducción de las líneas finas. Esto aporta a la piel un tono más uniforme.

### Loción postratamiento de láser

La loción postratamiento de láser es vital para el sistema de rejuvenecimiento cutáneo con láser RéAura de Philips. Hidrata la piel durante el proceso de regeneración celular, después de utilizar el dispositivo de rejuvenecimiento cutáneo con láser RéAura de Philips. La loción postratamiento contiene camomila calmante, además de extractos de hipérico y Edelweiss, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias. Los creadores de la tecnología láser Fraxel® la han formulado para Philips. Dermatológicamente probado. Hipoalergénico. Sin perfume. No comedogénico (no obstruye los poros).

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas

- Clase de láser: 1 M
- Tipo de láser: Diodo
- Longitud de onda de salida: 1435 nm

## Zonas de aplicación

- Cara y cuerpo: Cara, Cuello, Pecho, Manos, Brazos

## Piezas incluidas

- Cargador: Cargador multivoltaje
- Instrucciones de uso: DVD de demostración, Manual de usuario completo
- Almacenamiento: Funda

## Potencia

- Tiempo de carga: 60 minutos, Primera carga de 3 horas

- Sistema de alimentación: Batería recargable
- Tiempo de funcionamiento: 1 carga permite tratar todas las zonas del cuerpo
- Voltaje: 100-240 V

## Seguridad y posiciones ajustables

- 3 ajustes de intensidad: 1 para practicar, 2 y 3 para obtener resultados
- Bloqueo infantil: Punta desmontable como bloqueo infantil
- Protección para los ojos: Imposible que brille sobre los ojos
- Protección frente a tratamiento excesivo: Se bloquea durante 24 h al exceder el tratamiento

## Servicio

- Garantía: 2 años de garantía completa



Fecha de emisión  
2013-05-18

Versión: 6.1.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Después de 12 semanas de uso en casa por parte de 64 usuarios. Los resultados se basan en los análisis de imágenes anteriores y posteriores por parte de dermatólogos independientes.