

PHILIPS

Gel til
laserbehandling

RéAura

60 g tube



SC5100



Optimal hudkontakt og jævn glideevne når du bruger Philips RéAura-enheden

Gel til laserbehandling giver optimal hudkontakt og sikrer, at Philips RéAura-laserenheden til hudforyngelse glider jævnt hen over huden. Uden brug af gelen vil huden muligvis blive behandlet ujævnt.

Optimal hudkontakt og jævn glideevne

- Giver optimal kontakt mellem enheden og huden
- Hjælper enheden til at glide jævnt hen over huden

Udviklet i samarbejde med producenterne af Fraxel®

- Udviklet i samarbejde med producenterne af Fraxel®-laserteknologi

Testet af hudspecialister og fri for parfume

- Testet af hudspecialister og fri for parfume

Allergivenlig og ikke-acnefremkaldende

- Allergivenlig, ikke-acnefremkaldende (tilstopper ikke porerne)

Vigtigste nyheder

Optimal hudkontakt

Gel til laserbehandling er en vigtig del af Philips RéAura-hudforyngelse med laser. Den sikrer, at der er god kontakt mellem RéAura-enheden og huden. Uden brug af gelen risikerer du, at huden bliver behandlet ujævnt, og at behandlingen bliver mere ubehagelig.

Fantastisk glideevne

Gelens silkebløde struktur får enheden til at glide mere jævnt hen over din hud.

Udviklet i samarbejde med Fraxel®

Gelen til laserbehandling er sammensat specielt til brug sammen med Philips RéAura-enheden. Den er udviklet i samarbejde med

producenterne af Fraxel®
-laserteknologi, baseret på deres ekspertise inden for laserbehandlet hud.

Testet af hudspecialister og fri for parfume

Sammensætningen er testet af hudspecialister (n= 204) og indeholder ikke parfume.

Allergivenlig, ikke-acnefremkaldende

Testresultater viser, at sammensætningen er allergivenlig og ikke-acnefremkaldende. Det betyder, at den ikke tilstopper dine porer.

Pakkeoplysninger

Indhold: 60 gram

Emballagetype: Rør

Specifikationer

