

PHILIPS

Hudforyngelse med
laser

RéAura



SC5000



Gennembrud i anti-ældningsteknologien

Synlige resultater

Hudforyngelse med Philips RéAura-laser er et gennembrud i anti-ældningsbehandling, da det giver dig en strålende hud i løbet af 8 uger. Det er baseret på Fraxel®-laserteknologien, der stimulerer din huds naturlige celfornyelsesproces, og det er rettet mod flere tegn på ældning.

Synlige resultater, bekræftet af hudspecialister*

- Reducerer fine linjer - 81 %**
- Udjævner hudtoner - 83 %***
- Udglatter hudens struktur - 86 %****

MyRéAura online behandlingsguide for de bedste resultater

- Tilpas din behandlingsplan
- Se, hvad andre siger på MyRéAura Community
- Hold øje med dine fremskridt med behandlingsdagbogen på MyRéAura

Brug Philips RéAura i tre enkle trin

- Trin 1: Påfør gelen til laserbehandling
- Trin 2: Anvend laserenheden til hudforyngelse
- Trin 3: Påfør laserefterbehandlingskompleks

Eksklusive råd fra vores Philips-hudplejeeksperter

- Eksklusiv rådgivning fra Philips-hudplejeeksperter

Vigtigste nyheder

Reducerer fine linjer - 81 %**



Philips RéAura stimulerer produktionen af kollagen for at reducere fine linjer, for eksempel omkring øjne og mund og på kinderne.** Hudspecialister observerede denne virkning hos 81 % af brugerne, efter 12 ugers brug i hjemmet af 64 brugere. Resultaterne er baseret på analyse af før- og efter-billeder foretaget af uafhængige hudspecialister.

Udjævner hudtoner - 83 %***



Philips RéAura giver en mere ensartet teint og mindsker synligt alderspletter og solpletter.*** Hudspecialister observerede denne virkning hos 83 % af brugerne, efter 12 ugers brug i hjemmet af 64 brugere. Resultaterne er baseret på analyse af før- og efter-billeder foretaget af uafhængige hudspecialister.

Udglatter hudens struktur - 86 %***



Philips RéAura stimulerer cellefornyelsen i hudens dybere lag, hvilket giver en mere glat hud.*** Hudspecialister observerede denne

virkning hos 86 % af brugerne, efter 12 ugers brug i hjemmet af 64 brugere. Resultaterne er baseret på analyse af før- og efter-billeder foretaget af uafhængige hudspecialister.

Philips-hudplejeekspertteamet

Vores hudplejeeksperter har mange års erfaring med skønhedsbehandlinger, som de kan dele med dig, og de er der specielt for dig. De kan hjælpe dig med at lave din egen personlige behandlingsplan, hjælpe med at tolke resultaterne af din hudanalyse eller svare på spørgsmål vedrørende RéAura. Du kan kontakte dem pr. telefon, e-mail og via MyRéAura.

Personlig behandlingsplan



Med MyRéAura kan du definere dine helt egne behandlingsmål ved hjælp af en hudanalyse. Du kan foretage denne på www.philips.co.uk/reaura eller få hjælp til det i en butik, hvor du kan købe RéAura. Vores Philips-hudplejeeksperter vil med glæde hjælpe dig med din hudanalyse. Du kan bare ringe til dem.

Se, hvad andre siger

MyRéAura Community er et eksklusivt sted, hvor du kan få kontakt med andre RéAura-brugere, dele dine erfaringer og se, hvordan andre har oplevet behandlingen.

Hold øje med dine fremskridt

Din MyRéAura-dagbog er en fantastisk måde at holde øje med fremskridtene i din behandlingsplan og se dine resultater.

Gel til laserbehandling

Gelen til laserbehandling er en vigtig del af Philips RéAura-hudforyngelse med laser. Den giver optimal hudkontakt og får Philips RéAura-hudforyngelsesenheden til at glide nemt. Gelen er udviklet specielt til Philips af producenterne af Fraxel®-laserteknologi. Uden brug af gelen vil huden muligvis blive behandlet ujævnt. Testet af hudspecialister. Allergivenlig. Parfumefri. Ikke-acnefremkaldende (tilstopper ikke porene).

Laserenhed til hudforyngelse

Under behandlingen trænger tusindvis af mikroskopiske laserstråler ned i overhuden og huden. Dette igangsætter en naturlig cellefornyelsesproces. Gamle og beskadigede hudceller udskiftes med nye, friske hudceller, som indeholder mere kollagen. Gentagne behandlinger styrker kollagenettet og gør det tættere. Resultatet er en blødere hudstruktur og en reduktion af fine linjer. Samtidig skubbes pigmenterede celler ud af huden. Dette giver din hud en mere ensartet teint.

Laserefterbehandlingskompleks

Laserefterbehandlingskomplekset er en vigtig del af Philips RéAura-hudforyngelse med laser. Det fugter huden under cellefornyelsesprocessen efter brug af Philips RéAura-enheden. Det indeholder beroligende kamille samt perikum og edelweiss-ekstrakter, som er kendt for deres betændelseshæmmende egenskaber. Fremstillet for Philips af producenterne af Fraxel®-laserteknologi. Testet af hudspecialister. Allergivenlig. Parfumefri. Ikke-acnefremkaldende (tilstopper ikke porene).

Specifikationer

Tekniske specifikationer

Laserklasse: 1M

Lasertype: Diode

Bølgelængde for output: 1435 nm

Anvendelsesområder

Ansigt og krop: Ansigt, Hals, Bryst, Hænder, Arme

Medfølgende dele

Oplader: Oplader til brug ved forskellige netspændinger

Brugervejledning: Demo-DVD, Udførlig brugervejledning

Opbevaring: Etui

Strøm

Opladningstid: 60 minutter, Første opladning 3 timer

Strømkilde: Genopladeligt batteri

Driftstid: 1 opladning til behandling af alle kropsområder

Spænding: 100-240 V

Sikkerhed og justerbare indstillinger

3 intensitetsindstillinger: 1 til øvelse, 2 og 3 for resultater

Børnesikring: Aftagelig spids som børnesikring

Øjenbeskyttelse: Umuligt at lyse ind i øjnene

Overbehandlingsbeskyttelse: Låser i 24 timer ved overbehandling

Service

Garanti: 2 års reklamationsret

