

# PHILIPS

## sonicare

Прибор для чистки  
межзубных промежутков

AirFloss Pro/Ultra

с DiamondClean 9000

с 1 насадкой и 1 чистящей насадкой

Зарядный стакан, дорожный футляр



HX8494/01



## Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели\*

Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Ultra — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.\*\*

### Улучшает состояние полости рта

- Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить\*\*
- Удаляет до 99,9 % налета\*\*\*
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

### Обеспечивает тщательное очищение

- Персонализированная чистка зубов
- Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку
- Удаляет в 10 раз больше налета\* для тщательной чистки

### Технология высшего качества

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Высокоэффективная насадка

### Простой способ эффективного очищения межзубных промежутков

- Простой способ развить здоровую привычку
- Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

## Особенности

### Удаляет до 99,9 % налета




AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках\*\*\*.

### Технология использования мельчайших капель воды




Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

### Развивать здоровые привычки — это легко



Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

### Более здоровые десны



Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.\*\* Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

### Помогает предотвратить развитие кариеса



Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

### Высокоэффективная насадка



Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

### Чистка всего за 60 секунд



С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

### 4 режима, 3 уровня интенсивности



DiamondClean 9000 располагает рядом режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление), Gum Health (Здоровье десен) и Deep Clean+ (Глубокая чистка) — которые помогут вам эффективнее чистить зубы. Режим Clean (Чистка) подходит для качественной ежедневной чистки зубов, White+ (Осветление) — для удаления потемнений, Gum Health (Здоровье десен) обеспечивает бережную и эффективную чистку десен, а Deep Clean+ (Глубокая чистка) подходит для максимально тщательной чистки. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.

# Характеристики

## Мощность

**Напряжение:** Универсальное зарядное устройство

## Технические характеристики

**Батарея:** Перезарядка

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

**Продолжительность зарядки:** 24 часа для полной зарядки

## Дизайн и отделка

**Цвет:** Белый

## Обслуживание

**Гарантия:** Ограниченная гарантия сроком на 2 года

## Удобство использования

**Дисплей:** Дисплей с подсветкой

**Индикатор батареи:** Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора

**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн

**Система чистящих насадок:** Удобные съемные

насадки

**Насадки:** Легко фиксируются и снимаются

## В комплекте

**Дорожный футляр:** Дорожное зарядное устройство USB

**Ручка:** 1 DiamondClean 9000

**Насадки:** C3 Premium Plaque Control, 1 шт.

**Зарядное устройство:** 1

**Стакан с зарядной базой:** 1

**AirFloss Ultra:**

1

**Насадка-концентратор:** 1

## Качество чистки

**Скорость:** 62 000 выметающих движений в минуту

**Высокое качество:** Удаляет до 99,9 % налета\*\*

**Польза для здоровья:** Очищение полости рта за 60 секунд, Улучшение состояния десен за 2 недели\*

**Клинически доказанные результаты:** Результаты столь же эффективны, как и при использовании

зубной нити; для улучшения состояния десен, для предотвращения образования налета, для уменьшения кровоточивости;

**Настраиваемые режимы:** Автоматическое или ручное распыление, Режим однократного/двойного/тройного распыления\*\*\*

**Для максимального эффекта:** Меняйте насадки каждые 6 месяцев

**Таймер:** Функции Quadpacer и SmartTimer

**Эффект осветления:** Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее\*

## Режимы

**Clean (Чистка):** Для ежедневной тщательной чистки  
**Deep Clean+ (Глубокая чистка+):** Для эффективной тщательной чистки

**Gum Health:** Особый уход за коренными зубами

**White+ (Осветление+):** Для удаления поверхностных потемнений эмали



\* или вам вернут деньги

\*\* при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.

\*\*\* На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных