



Philips Sonicare C2
Optimal Plaque Control
(anteriormente control de
placa ProResults)

6 unidades

tamaño estándar
Fácil montaje
Emparejamiento de modo
BrushSync

HX9026/80

Eficaz con la placa. Suave con las encías.

Excepcional eliminación de la placa todos los días

El cabezal de cepillado para control de placa óptimo C2 Philips Sonicare (anteriormente control de placa ProResults) es perfecto para aquellos que desean mantener una óptima eliminación de la placa como parte de su rutina diaria de salud bucodental.

Tecnología innovadora

- Probado para satisfacer las necesidades de su salud bucal
- Selecciona automáticamente el modo óptimo para obtener los mejores resultados**
- Tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare

Diseño que optimiza el rendimiento

- Diseño de fácil montaje para colocar el cabezal del cepillo fácilmente
- Siempre sabrá cuándo es necesario sustituir el cabezal. Disfrute de una limpieza efectiva en cada ocasión.

Un excepcional cuidado de dientes y encías

- Eliminación del sarro hasta 7 veces superior en comparación con un cepillo dental manual


PHILIPS
sonicare

(anteriormente control de placa ProResults)
6 unidades tamaño estándar, Fácil montaje, Emparejamiento de modo BrushSync

HX9026/80


Destacados

Di adiós al sarro



Las cerdas de alta densidad y calidad eliminan hasta 7 veces más placa que un cepillo manual. Las potentes puntas especialmente curvadas llegan fácilmente a los dientes de la parte posterior de la boca.

Emparejamiento de modo BrushSync™



Siempre disfrutarás de la mejor limpieza posible con nuestra función de emparejamiento de modo BrushSync™**. El cabezal del cepillo para control de placa óptimo C2 Philips Sonicare se sincroniza con los mangos del cepillo dental Philips Sonicare compatibles con BrushSync™** y selecciona el modo de cepillado y el nivel de intensidad óptimos para conseguir una limpieza excepcional. Todo lo que tienes que hacer es comenzar el cepillado.

Repuestos del cabezal del cepillo



Los cabezales pierden eficacia después de 3 meses de uso, pero con BrushSync™ lo sabrá antes de que eso suceda. El cepillo dental inteligente controlará la frecuencia y la intensidad con la que se cepilla y le avisará cuando llegue el momento de sustituir el cabezal. ¿No tiene un cepillo dental inteligente Philips

Sonicare? Solo tiene que estar atento a las cerdas azules de sustitución, de modo que cuando se pongan blancas, sabrá que ha llegado el momento de cambiar de cabezal.

Fácil de colocar




El cabezal del cepillo para control de placa óptimo encaja perfectamente en el mango de cualquier cepillo dental Philips Sonicare, excepto en Philips One y Essence. Solo tienes que ponerlo y quitarlo para sustituirlo y limpiarlo con facilidad.

La única tecnología sónica verdadera



La tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare expulsa agua entre los dientes, y sus movimientos fragmentan el sarro y lo remueven para ofrecer una excepcional limpieza diaria.

Cepillado con tranquilidad



Todos los cabezales Philips Sonicare son seguros y suaves con los dientes y las encías. Durante las pruebas, se pone cada cabezal a prueba para garantizar que ofrezca durabilidad y un rendimiento excepcional en cada cepillado.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Blanco

Diseño y acabado

- Sensación de cerdas rígidas: Medio
- Cerdas con sistema de advertencia: El color azul de las cerdas se desvanece
- Tamaño: Estándar

Compatibilidad

- Sistema de cabezal del cepillo: Fácil montaje
- Compatible con los siguientes modelos: Control de placa serie 2, Serie 2 Defensa antiplaca, Salud encía serie 3, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum conectado, FlexCare+, para niños, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
- Emparejamiento de modo BrushSync: Y

Elementos incluidos

- Cabezales de cepillado: 6 para control de placa óptimo C2

Calidad y rendimiento

- Reemplazo: Cada 3 meses
- Probado: para uso óptimo

Beneficios para la salud

- Eliminación de la placa: Elimina hasta 7 veces más placa*



Fecha de publicación
2022-05-02

Versión: 4.0.2

EAN: 00 07502 00755 29

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
** El emparejamiento de modo BrushSync™ solo es posible con mangos de cepillos dentales Philips Sonicare compatibles con BrushSync™