

# PHILIPS

IPL-  
hårfjerningssystem

Lumea

Til mænd

TT3000/01



## Forebyg hårvækst

nyd glat hud hver dag

Philips Lumea IPL-hårfjerningssystem anvender blide lysimpulser til at stimulere hårroden til at gå ind i en hvilefase. Håret falder naturligt af, og ny hårvækst hæmmes. Anvendelse hver anden uge giver dig glat hud hver dag.

### Effektiv begrænsning af ny hårvækst

- Begrænsning af ny hårvækst

### IPL-teknologi (Intense Pulsed Light)

- Velegnet til brug derhjemme

### Blid ved anvendelse

- Hår fjernes, før de vokser frem

### Anvendelsesområder

- Bodygroom medfølger til forbarbering og følsomme områder
- Til bryst, mave, ben, armhuler, ryg og området omkring kønsdelene

### Velegnede hår- og hudtyper

- IKKE velegnet til rødt, gråt og lysblond hår og hudtype VI

# Vigtigste nyheder

## Bodygroom medfølger

Forbarber anvendelsesområderne med den originale Bodygroom uden sår og rifter, og trim og barber følsomme kropsområder

## IPL-teknologi



Philips Lumea fungerer via en nyskabende lysbaseret teknologi, kaldet "Intense Pulsed Light" (IPL), der også bruges til hårfjerning i professionelle skønhedssaloner. Philips Lumea giver dig nu denne nyskabende teknologi, der er velegnet til hjemmebrug, så du kan bruge den, når og hvor du har lyst.

## Velegnede hår- og hudtyper



Philips Lumea fungerer effektivt på (naturligt) mørkeblonde, brune og sorte hår. Lumea er IKKE effektiv på (naturligt) røde, grå, lysblonde og hvide hår. Lumea er IKKE velegnet til meget mørk hud (hudtype VI)

## Glattere resultater end med skær




Hår fjernes, før de vokser frem

## Anvendelsesområde på kroppen



Philips Lumea til mænd er udviklet i tæt samarbejde med førende hudspecialister for en sikker, effektiv og blid behandling på arme, armhuler, skuldre, mave, området ved kønsdelene (med undtagelse af pungen), ben, bryst og ryg

## Begrænsning af ny hårvækst



Philips Lumea til mænd anvender blide lysimpulser på hårrøden, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Gentag denne behandling hver anden uge i armhulerne, omkring kønsdelene, på brystet, maven, benene og ryggen for at opnå glat hud hver dag. Den mest effektive behandling opnås ved at forbarbere det pågældende område med den medfølgende Bodygroom, så længe du stadig oplever fornyet vækst

## Pæren skal ikke udskiftes

Philips Lumea leveres med en holdbar pære, der kan blinke op til 80.000 gange

# Specifikationer

## Funktioner

**3 cm<sup>2</sup> anvendelsesvindue:** Til en effektiv behandling af store områder  
**5 lysenergiindstillinger:** Justerbar i forhold til din personlige hudtype  
**integreret UV-filter:** Beskytter din hud imod UV-lys  
**"Klar til blink"-indikator:** Indikerer korrekt anvendelse på huden

## Tilbehør

**Opbevaringsetui:** medfølger  
**Renseklud:** medfølger  
**Lysnetadapter/Oplader:** medfølger

## Tekniske specifikationer

**Batteritype:** Litiumion  
**Frekvens:** 50-60 Hz  
**Strøm:** 7,5 W  
**Spænding:** 100-240 V  
**Lysenerginiveau:** 2-6,5 J/cm<sup>2</sup> (afhængigt af den valgte indstilling)  
**Lysspektrum:** >570 nm  
**Højeffektivt lys:** Giver > 80.000 blink

## Logistiske data

**Oprindelsesland:** Ungarn

## Medfølgende dele

**Brugervejledning:** Udførlig brugervejledning, Quick Start Guide

## Strøm

**Opladningstid:** 100 minutter  
**Strømkilde:** Genopladeligt batteri  
**Driftstid:** Min. 320 blink  
**Spænding:** 100-240 V

## Sikkerhed og justerbare indstillinger

**Sikkerhedsring:** Undgå utilsigtede blink

## Service

**Garanti:** 2 års reklamationsret

