

Philips Sonicare  
AirFloss Ultra -  
interdentale reiniger

2 spuitkoppen



HX8432/03

## Gezonder tandvlees in 2 weken\*

Ontwikkeld voor onregelmatige flossers

Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Pro/Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.\*\*

### Verbeterd de mondhygiëne

- Het is klinisch bewezen dat deze even effectief is voor de gezondheid van het tandvlees als flossen\*\*
- Verwijdert tot 99,9% tandplak\*\*\*
- Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen

### Superieure technologie

- Technologie met lucht en microdruppels
- Hoogwaardige spuitkop
- Instellingen voor aanpasbare drievoudige burst


### De makkelijkste manier voor effectieve reiniging tussen de tanden

- Het duurt maar 60 seconden: richt, druk, reinig!
- Een eenvoudige manier om een gezonde gewoonte te starten
- Elke dag verzekerd zijn van een frisse en schone mond

**PHILIPS**  
sonicare

## Kenmerken

### Verwijdert tot 99,9% tandplak




AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.\*\*

### Microdruppeltechnologie



Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.

### Start met gemak een gezonde gewoonte



Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor de totale gezondheid van uw mond. AirFloss Ultra is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen.

### Gezonder tandvlees



Van de Philips Sonicare AirFloss Ultra is klinisch bewezen dat deze de gezondheid van het tandvlees net zo verbetert als flossen.\*\* Binnen twee weken gezonder tandvlees.

### Reinigt in slechts 60 seconden



Met de AirFloss Ultra duurt het reinigen van uw hele mond minder dan 60 seconden per dag. Selecteer eenvoudig uw burst-frequentie (één, twee of drie), en houd de activeringsknop ingedrukt voor continue automatische stoten of druk een keer voor de handmatige burst-modus.

### Fris en schoon met mondspoeling



Vul het reservoir op het handvat met mondspoeling of water, richt het apparaat en druk op de knop. Gebruik met mondspoeling


voor een ultiem fris gevoel en antibacteriële werking.

### Helpt gaatjes te voorkomen



De Philips Sonicare AirFloss Ultra spoelt tandplak dat na het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden te voorkomen.

### Hoogwaardige spuitkop



Door de nieuwe hoogwaardige AirFloss Ultra-spuitkop wordt de kracht van onze lucht- en microdruppeltechnologie versterkt zodat deze nog effectiever en efficiënter werkt.

### Aanpassing via drievoudige burst



De krachtige spray van de AirFloss Ultra kan iedere keer dat u op de startknop drukt via enkele, dubbele of drievoudige bursts naar wens worden aangepast.

# Specificaties

## Vermogen

- Spanning: Oplader voor verschillende voltages

## Technische specificaties

- Batterij: Oplaadbaar
- Batterijtype: Lithium-ion
- Laadtijd: 24 uur om volledig op te laden

## Ontwerp en afwerking

- Kleur: Zwart

## Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

## Gebruiksgemak

- Handvat: Slank, ergonomisch design
- Batterij-indicator: LED-lampjes in het handvat geven het accuniveau weer
- Levensduur accu: 1-3 weken\*\*\*\*\*
- Spuitkophulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en verwijderen

## Meegeleverde artikelen

- Docking station: 1
- Spuitkophouder: 1
- AirFloss Ultra-handvat: 1
- AirFloss Ultra-spuitkop: 2

## Reinigingsprestaties

- Gezondheidsvoordelen: Maakt het tandvlees in 2 weken gezonder\*, Reinigt de hele mond in 60 seconden
- Prestaties: Verwijdert tot wel 99,9% tandplak\*\*
- Klinisch bewezen resultaten: Even effectief als flossen, gezonder tandvlees, minder bloedend tandvlees, vermindering van tandplak
- Aanpasbare instellingen: Automatische of handmatige burst, Enkele/dubbele/drievoudige burst\*\*\*
- Voor de beste resultaten: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden



Publicatiedatum  
2023-05-03

Versie: 2.0.1

EAN: 87 10103 81880 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking: AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.  
\*\*\* Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren  
\* of uw geld terug  
\*\*\*\* afhankelijk van de gebruikte burst-instelling  
\*\*\*\* AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.