

# PHILIPS

## sonicare

Звукова електрична  
зубна щітка

ProtectiveClean 4300

Вбудований датчик тиску

1 режим чищення

1 функція BrushSync



HX6806/04



## Чистіші зуби. У лагідний спосіб.

Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, усуваючи до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою

### Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою
- Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

### Створено для вас

- Чудовий спосіб звикнути до нової зубної щітки
- Заохочення до ретельного чищення

### Innovative technology

- Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки
- Повідомляє, коли ви тиснете надто сильно

# Основні особливості

## Забудьте про наліт



Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою. А спеціально вигнутий кінець дозволяє легко досягнути задніх зубів.

## Безпечне та лагідне чищення



Ви можете бути впевнені, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

## Єдина справжня звукова технологія



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

## Забарто тиску?



На відміну від електричної зубної щітки з датчиком тиску, ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

## Технологія BrushSync



Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.


## Нагадування про заміну BrushSync



Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити її, індикатор на


ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки.

## Програма "Легкий старт"



Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

## Корисні таймери



Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.

# Специфікації

## Потужність

Напруга: 110–220 В

## Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 14 днів\*\*

Тип батареї: Літій-іонна

## Конструкція та покриття

Колір: Пастельний рожевий

## Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

## Простота у користуванні

**Індикатор батареї:** Індикатор показує стан батареї

**Ручка:** Тонка ергономічна конструкція

**Сумісність ручки щітки:** Прості знімні насадки для щітки

## Елементи в комплекті

**Насадки для щітки:** 1 C2 Optimal Plaque Defence

**Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера):** 1

**Ручка:** 1 ProtectiveClean

## Ефективність чищення

**Швидкість:** До 62 000 рухів щітки/хв.

**Переваги для здоров'я:** Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин

**Ефективність:** Усуває до 7 разів більше нальоту\*

**Таймер:** QuadPacer та SmartTimer

**Реакція на надмірний тиск:** Ручка щітки вібує, попереджаючи користувача

## Режими

**Чищення:** Для виняткового щоденного чищення

**2 рівні інтенсивності:** Низький, Високий

## Технологія інтелектуальних датчиків

**Датчик тиску:** Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

**Нагадування про заміну BrushSync:** Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

