

# PHILIPS

## sonicare

Końcówka do przestrzeni  
międzyzębowych

I InterCare

Do 7x mniej płytki bakteryjnej

Zdrowsze dziąsła w ciągu 2  
tygodni

Pomocne przy aparacie  
ortodontycznym

2 sztuki w opakowaniu

HX9002/10



## Dociera głębiej w przestrzenie międzyzębowe Idealna do aparatów ortodontycznych

Dzięki zaawansowanej technologii umieszczania włókien w końcówce oraz bardzo długim włóknom końcówki, InterCare pomaga usunąć do 7 razy więcej płytki nazębnej\* między zębami, niż zwykła szczoteczka manualna. Dzięki temu poprawia zdrowie dziąseł już w ciągu 2 tygodni.

### Innovative technology

- Automatycznie wybiera optymalny program
- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare

### Designed to optimize performance

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie
- Wymieniaj końcówkę co 3 miesiące

### For exceptional gum care

- Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie\*\*

### For exceptional plaque removal

- Usuwa do 7x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna\*

## Zalety

### Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej



Gęsto ułożone włókna wysokiej jakości pozwalają usunąć 7x więcej płytki bakteryjnej\* niż szczoteczka manualna w zaledwie 2 tygodnie\*\*. Bardzo długie włókna pozwalają zadbać o zdrowie dziąseł poprzez usuwanie płytki nazębnej ukrytej pomiędzy zębami i w innych trudno dostępnych miejscach oraz wzdłuż linii dziąseł.

### Bardzo długie włosie



Końcówka szczoteczki InterCare jest wyposażona w bardzo długie włókna o dużej gęstości, które umożliwia usuwanie płytki nazębnej ukrytej głęboko między zębami. Badania kliniczne dowiodły, że pozwala ona ograniczyć zapalenie dziąseł i krwawienie w zaledwie 2 tygodnie.

### Parowanie w programie BrushSync™



Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki Philips Sonicare InterCare synchronizuje się z

wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

### Wymiana końcówki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

### Łatwy montaż




Każda końcówka Philips Sonicare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty, zatrzaskowy mechanizm ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie końcówki. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

### Jedyna prawdziwa technologia soniczna



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbitą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

### Pełen komfort psychiczny podczas szczotkowania



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

## Dane techniczne

### Stylistyka i wykończenie

**Kolor:** Biały

**Miękkość włosia:** Średni

**Włókna Przypominające:** Zanikający niebieski kolor włosia

**Wymiary:** Standardowa

### Zgodność

**Końcówki:** Jedno przyciśnięcie

**Pasujące modele:** Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean,

Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Seria 1100, Seria 2100, Seria 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

**Parowanie w programie BrushSync**

**Nie nadaje się do:** Philips One

### Elementy zestawu

**Końcówki szczoteczki:** 2 x i InterCare

### Jakość i skuteczność

**Wymiana:** Co 3 miesiące

**Testowane:** pod kątem optymalnego użytkowania

### Korzyści dla zdrowia

**Zdrowie dziąseł:** Poprawia zdrowie dziąseł w 2 tygodnie

**Usuwanie płytki nazębnej:** Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej\*



\* Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Clean w porównaniu do szczoteczki manualnej

\* Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Gum Health w porównaniu do szczoteczki manualnej, na podstawie wskaźnika krwawień dziąseł (GBI)