

PHILIPS

sonicare

2x Testine bianche per
spazzolino sonico

W2 Optimal White

Rimuove fino a 7 volte più placca

Denti fino al 100% più bianchi

Setole medie

Compatibile con tutti gli
spazzolini Sonicare ad eccezione
di Philips One e Kids

HX6062/10



Denti più bianchi fino al 100% in appena una settimana*

Sostituire ogni 3 mesi per risultati ottimali

La testina W2 Optimal White è perfetta per chi desidera una pulizia profonda, per denti più bianchi e senza macchie e un sorriso radioso. La testina è ideale anche per mantenere la luminosità ottenuta fra un trattamento sbiancante professionale e l'altro

Tecnologia innovativa

- Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali**
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

Progettato per ottimizzare le prestazioni

- Testate per soddisfare la tua igiene orale
- Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina
- Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.

Per denti eccezionalmente bianchi

- Le setole a diamante ti regalano denti fino al 100% più bianchi in 1 settimana

Per una cura eccezionale di denti e gengive

- Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

W2 Optimal White

2x Testine bianche per spazzolino sonico

HX6062/10


In evidenza

Puoi dire addio alla placca



Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Denti bianchi in poco tempo



Le innumerevoli setole disposte a forma di diamante di DiamondClean sono in grado di rimuovere le macchie dovute a cibi e bevande. Un sorriso più bianco fino al 100%*, in soli 7 giorni.

Associazione con modalità BrushSync™



Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™**. La testina Philips Sonicare W2 Optimal White si

sincronizza con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™**, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per un bianco eccezionale. Tu devi solo iniziare a spazzolare.

Sostituzione testine



Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino intelligente monitora per quanto tempo e con quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. Non hai uno spazzolino Philips Sonicare intelligente? Ti basta controllare le setole blu: quando diventano bianche è il momento di sostituire la testina.

Pulizia con la massima tranquillità



Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e delicate su denti e gengive. Durante i test, tutte le testine vengono messe a dura prova per garantire prestazioni eccezionali e durata ogni volta che le utilizzi.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Inserimento facile ad aggancio



La testina W DiamondClean si adatta perfettamente a tutti i modelli di manico Philips Sonicare, eccetto Philips One ed Essence. Basta agganciarla e sganciarla per una facile sostituzione e pulizia.

W2 Optimal White

2x Testine bianche per spazzolino sonico

HX6062/10

Specifiche

Consumer Trade Item

Height: 22.1 cm

Width: 6 cm

Length: 2.5 cm

Net weight: 0.015 Kg

Gross weight: 0.032 Kg

GTIN: 8710103850311

Country of origin: DE

Harmonized system code: 96032100

Scatola esterna

Height: 7.5 cm

Width: 13 cm

Length: 38 cm

Net weight: 0.15 Kg

Gross weight: 0.395 Kg

GTIN: 18710103850318

Aspetto e rifiniture

Consistenza rigida delle setole: Media

Colore: Bianco

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Standard

Pallet Layer

Height: 7.5 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 2 Plaque Defence, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Serie 1100, Serie 2100, Serie 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

Associazione con modalità BrushSync

Non adatto per: Philips One

Accessori inclusi

Testine: 2 standard W2 Optimal White

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

Benefici per la salute

Rimozione della placca: Rimuove fino a 7 volte più placca*

Salute delle gengive: Per migliorare le condizioni delle gengive

Sbiancamento: Denti più bianchi in una sola settimana



* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

* *L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™