

# PHILIPS

## sonicare

Компактні насадки для  
звукової зубної щітки

W2c OptimalWhite  
compact

2 шт. в упаковці

Компактний розмір

Знімні

Синхронізація з режимом BrushSync

HX6072/27



## До 100% біліші зуби лише за один тиждень\*

Ретельне чищення для усунення пігментації і відбілювання зубів

Насадка для щітки W2c OptimalWhite ідеально підходить для тих, хто хоче не просто ретельно чистити зуби, а й усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжної усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання.

### Інноваційна технологія

- Перевірено для здоров'я вашої ротової порожнини
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів\*\*

### Створена для оптимальної ефективності

- Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки
- Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

### For exceptionally whiter teeth

- Ромбоподібні щетинки роблять ваші зуби на 100% білішими за 1 тиждень

## Основні особливості

### Біліші зуби, швидко



Спеціальна ромбоподібна ділянка з густих щетинок на насадці W2 Optimal White усуває поверхневі плями від їжі та напоїв. Ви помітите до 100%\* білішу посмішку лише за 7 днів.

### Синхронізація з режимом BrushSync™



Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ ви завжди отримуватимете найкраще чищення\*\*. Насадка для щітки W2 Optimal White синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™\*\*, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового відбілювання. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

### Заміна насадки для щітки



Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить вас про необхідність заміни. У вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто

слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

### Легко встановлювати



Насадка для щітки W2 Optimal White ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім Philips One та Essence. Її просто встановлювати і знімати для легкої заміни та чищення.

### Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

### Спокійне чищення



Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

## Специфікації

### Конструкція та покриття

**Жорсткість щетинок:** Середній

**Колір:** Білий

**Щетинки-індикатори:** Блакитний колір щетинок зникає

**Розмір:** Компактний

### Сумісність

**Система насадок для щітки:** Знімні

**Синхронізація з режимом BrushSync**

**Підходять для цих моделей:** 2 Series plaque control,

2 Series plaque defense, 3 Series gum health,

DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean,

Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, for Kids,

HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

**Не підходить для:** Philips One

### Елементи в комплекті

**Насадки для щітки:** 2 W2c OptimalWhite compact

### Якість та функціональність

**Заміна:** Кожні 3 місяці

**Перевірено:** для оптимального використання

### Переваги для здоров'я

**Здоров'я ясен:** Допомагає покращити здоров'я ясен

**Видалення нальоту:** Допомагає видалити наліт

**Відбілювання:** Усуває 100% поверхневих плям\*, Біліші зуби лише за один тиждень

