

Philips Sonicare  
AirFloss Pro/Ultra –  
міжзубний очищувач

з HealthyWhite+

з 1 насадкою та 1 насадкою для  
щітки



HX8492/46

## Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано\*

Створено для непослідовних користувачів зубної нитки

Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров'я ясен.\*\*

### Покращує здоров'я ротової порожнини

- Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров'я ясен\*\*
- Видалення до 99,9% нальоту\*\*\*
- Допомогає запобігти карієсним порожнинам між зубами

### Забезпечує бездоганне чищення

- На вибір 2 режими та 3 налаштування інтенсивності

### Бездоганна технологія

- Високоєфективна насадка
- Технологія повітря та мікроструменя води
- Налаштування параметрів потрійного струменя


### Найпростіший спосіб ефективного чищення між зубами

- Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!
- Простий спосіб виробити здорову звичку

**PHILIPS**  
sonicare


## ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

### 2 режими, 3 налаштування інтенсивності



HealthyWhite+ дозволяє чистити зуби так, як ви хочете. Покращіть чищення за допомогою 3 налаштувань інтенсивності та 2 режимів для чищення та відбілювання. Вибирайте режим чищення для дивовижного видалення нальоту за 2 хвилини та режим відбілювання для усунення плям (наприклад, від кави або чаю) і відбілювання зубів на 2 тони лише за 2 тижні.

### Видалення до 99,9% нальоту




AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.\*\*

### Технологія мікроструменя води




Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.

### Виробити здорову звичку легко



Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров'я ротової порожнини. AirFloss Pro/Ultra – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.

### Краще здоров'я ясен



Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров'я ясен, як зубна нитка.\*\* Допомагає поліпшити стан здоров'я ясен всього за два тижні.

### Очищення всього за 60 секунд



Завдяки пристрою AirFloss Pro/Ultra чищення всього рота займає менше 60 секунд на день. Просто виберіть частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримуйте кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натисніть і відпустіть для ручного режиму струменя.

### Допомагає запобігти карієсним порожнинам




Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.

### Високоєфективна насадка



Нова високоєфективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.

### Налаштування потрійного струменя



Для потужного розпилювача AirFloss Pro/Ultra можна встановити власний режим: з одинарним, подвійним або потрійним струменем для кожного натискання кнопки активації.

# Специфікації

## Потужність

- Напруга: 110–220 В, Зарядний пристрій для різної напруги

## Технічні характеристики

- Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 3 тижнів\*\*
- Батарея: Можна заряджати
- Тип батареї: Літій-іонна
- Час заряджання: 24 години для повного заряду

## Конструкція та покриття

- Колір: Білий

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

## Простота у користуванні

- Індикатор батареї: Індикатори на ручці відображають рівень заряду, Індикатор показує стан батареї
- Ручка: Тонка ергономічна конструкція
- Система насадок для щітки: Прості знімні насадки для щітки
- Встановлення насадки: Легко встановлюється і знімається
- Ресурс батареї: 1–3 тижні\*\*\*\*
- Час чищення: До 3 тижнів\*\*

## Елементи в комплекті

- Насадки для щітки: 1 стандартна DiamondClean
- Зарядний пристрій USB (без мережевого

- адаптера): 1
- Ручка: 1 HealthyWhite+
- Ручка AirFloss Pro/Ultra: 1
- Насадка AirFloss Pro/Ultra: 1

## Ефективність чищення

- Швидкість: До 31 000 рухів щітки/хв.
- Переваги для здоров'я: Чистить усю ротову порожнину за 60 секунд, Покращення здоров'я ясен за 2 тижні\*, Покращення стану ясен лише за два тижні
- Ефективність: Видалення до 99,9% нальоту\*\*
- Клінічно підтвержені результати: Такий же ефективний, як і зубна нитка, для покращення здоров'я ясен, для зменшення нальоту, для зменшення кровоточивості ясен
- Власні налаштування: Автоматичний чи ручний режим подачі струменів, Одинарний, подвійний або потрійний струмінь\*\*\*
- Для кращих результатів: Заміняйте насадку кожні 6 місяців
- Таймер: QuadPacer та SmartTimer
- Переваги відбілювання: Відбілює зуби на 2 тони за 2 тижні

## Режими

- Чищення: Для виняткового щоденного чищення
- 3 рівні інтенсивності: Високий, Низький, Середній
- Білий: Усуває поверхневі плями



Дата випуску 2023-04-26

Версія: 2.0.1

EAN: 87 10103 83424 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* або відшкодування вартості товару  
\*\* \*\* З оброблених ділянок; у лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися  
\* \* у разі застосування разом із звичайною зубною щіткою та антимікробним полосканням рота у пацієнтів із легким та середнім рівнем запалення ясен; іригатор AirFloss призначений допомогти непослідовним користувачам зубної нитки виробити здорову щоденну звичку для чищення міжзубних проміжків. Докладнішу інформацію шукайте у розділі «Питання та відповіді» у вкладці підтримки.  
\* \*\*\* AirFloss Ultra та Pro – це той самий виріб, який може мати різні назви залежно від країни та каналу.  
\* \*\*\*\* залежно від вибраного режиму струменя