

Philips Sonicare
AirFloss Ultra –
міжзубний очищувач

із ProtectiveClean,
Вбудований датчик тиску
1 режим чищення
1 функція BrushSync

HX8443/71



Здоровіші ясна за 2 тижні**, гарантовано*

Створено для непослідовних користувачів зубної нитки

Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra**** – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров'я ясен.**

Покращує здоров'я ротової порожнини

- Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров'я ясен**
- Видалення до 99,9% нальоту***
- Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

Innovative technology

- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки
- Легкий натиск для чудового та легкого переміщення
- Покращує стан ясен усього за 2 тижні
- Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

Бездоганна технологія

- Високоєфективна насадка
- Технологія повітря та мікроструменя води
- Налаштування параметрів потрібного струменя

PHILIPS
sonicare

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Покращує стан ясен



Насадка для щітки і InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за два тижні.

Технологія BrushSync



Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

Розумне нагадування про заміну



Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте ми подбали про це також: наша розумна технологія розпізнавання щітки відстежує тривалість використання насадки для щітки і силу тиску. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці повідомить про це. Таким чином, користувачі можуть

бути певні, що насадка для щітки працює блискуче.

Забгато тиску?



На відміну від зубної щітки, ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

Технологія Philips Sonicare




Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Видалення до 99,9% нальоту



AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.**

Технологія мікроструменя води



Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.

Краще здоров'я ясен



Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров'я ясен, як зубна нитка.** Допомогає поліпшити стан здоров'я ясен всього за два тижні.

Допомогає запобігти карієсним порожнинам



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.

Специфікації

Потужність

- Напруга: Зарядний пристрій для різної напруги

Технічні характеристики

- Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 2 тижнів
- Батарея: Можна заряджати
- Тип батареї: Літій-іонна
- Час заряджання: 24 години для повного заряду

Конструкція та покриття

- Колір: Білий із сірими елементами, Синій

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

- Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї, Індикатори на ручці відображають рівень заряду
- Ручка: Тонка ергономічна конструкція
- Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки
- Встановлення насадки: Легко встановлюється і знімається
- Ресурс батареї: 1–3 тижні****
- Час чищення: До 2 тижнів
- Нагадування про заміну: Для постійного забезпечення найкращих результатів, світиться піктограма нагадування

Елементи в комплекті

- Насадки для щітки: 1 і InterCare standard, 1 W2c Optimal White компакт
- Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

- Ручка: 1 ProtectiveClean
- Ручка AirFloss Pro/Ultra: 1
- Насадка AirFloss Pro/Ultra: 1

Ефективність чищення

- Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.
- Переваги для здоров'я: Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин, Чистить усю ротову порожнину за 60 секунд, Покращення стану ясен лише за два тижні
- Ефективність: Видалення до 99,9% нальоту**
- Клінічно підтвержені результати: Такий же ефективний, як і зубна нитка, для покращення здоров'я ясен, для зменшення нальоту, для зменшення кровоточивості ясен
- Власні налаштування: Автоматичний чи ручний режим подачі струменів, Одинарний, подвійний або потрійний струмінь***
- Для кращих результатів: Заміняйте насадку кожні 6 місяців
- Таймер: QuadPacer та SmartTimer
- Реакція на надмірний тиск: Ручка щітки вібує, попереджаючи користувача

Режими

- Чищення: Для виняткового щоденного чищення
- 2 рівні інтенсивності: Низький, Високий

Технологія інтелектуальних датчиків

- Нагадування про заміну BrushSync: Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки
- Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення



Дата випуску 2023-11-14

Версія: 17.0.2

EAN: 87 10103 86155 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* або відшкодування вартості товару

* У разі застосування разом із звичайною зубною щіткою та антимікробним полосканням рота у пацієнтів із легким і середнім ступенем запалення ясен. Пристрій AirFloss призначений допомогти непослідовному користувачу зубної нитки виробити здорову щоденну звичку чистити міжзубні проміжки. Докладнішу інформацію шукайте за посиланням www.philips.com/airfloss/faq.

* *У лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися.

* *** AirFloss Ultra та Pro – це той самий виріб, який може мати різні назви залежно від країни та каналу.

* **** залежно від вибраного режиму струменя