

# PHILIPS

## sonicare

Стандартні насадки для  
звукової зубної щітки

i InterCare

2 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Синхронізація з режимом BrushSync

HX9002/10



## Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.\*

### Чищення між зубами та у важкодоступних місцях

Із технологією вдосконалених пучків та надзвичайно довгими щетинками, InterCare допомагає усунути у 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, та покращує здоров'я ясен лише за два тижні.

#### Інноваційна технологія

- Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів\*\*
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

#### Створена для оптимальної ефективності

- Перевірено для здоров'я вашої ротової порожнини
- Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки
- Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

#### Для виняткового догляду за яснами

- Покращує стан ясен усього за 2 тижні

#### Для виняткового усунення нальоту

- Усуває до 7 разів більше нальоту завдяки нашій насадці для щітки InterCare\*


# Основні особливості

## Усуває до 7 разів більше нальоту



Встановіть нашу насадку для щітки InterCare, щоб покращити стан ясен лише за 2 тижні. Надзвичайно довгі щетинки допомагають усунути більше нальоту у важкодоступних місцях та між зубами для здорових ясен.

## Надзвичайно довгі щетинки



Насадка для щітки InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити прихований наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за 2 тижні.

## Синхронізація з режимом BrushSync™



Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ ви завжди отримуватимете найкраще чистення\*\*. Насадка для щітки InterCare

синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™, вибираючи оптимальний режим та рівень інтенсивності для виняткового чистення. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

## Заміна насадки для щітки



Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадує вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чистення і сповістить вас про необхідність заміни. У вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

## Легко встановлювати




Насадка для щітки InterCare ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чистення.

## Єдина справжня звукова технологія



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чистення.

## Спокійне чистення



Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чистення.

# Специфікації

## Конструкція та покриття

**Жорсткість щетинок:** Середній

**Колір:** Білий

**Щетинки-індикатори:** Блакитний колір щетинок зникає

**Розмір:** Стандартний

## Сумісність

**Система насадок для щітки:** Знімні

**Синхронізація з режимом BrushSync**

**Підходять для цих моделей:** 2 Series plaque control,

2 Series plaque defense, 3 Series gum health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Series 1100, Серія 2100, Series 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

**Не підходить для:** Philips One

## Елементи в комплекті

**Насадки для щітки:** 2 InterCare

## Якість та функціональність

**Заміна:** Кожні 3 місяці

**Перевірено:** для оптимального використання

## Переваги для здоров'я

**Здоров'я ясен:** Покращує стан ясен за 2 тижні

**Видалення нальоту:** Усуває до 7 разів більше нальоту\*

