

# PHILIPS

## sonicare

Звукова електрична  
зубна щітка

ProtectiveClean 4300

Вбудований датчик тиску

1 режим чищення

1 функція BrushSync



HX6807/28



## Біліші зуби. У лагідний спосіб.

Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень.

### Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтних конструкціях та полікованих зубах
- Відбілювання зубів лише за один тиждень

### Створено для вас

- Проста стартова програма для щоденного догляду від Philips Sonicare
- Заохочення до ретельного чищення
- Тепер подорожувати стало зручніше

### Innovative technology

- Повідомляє, коли ви тиснете надто сильно
- Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

# Основні особливості

## Природно біліші зуби



Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

## Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

## Технологія BrushSync




Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

## Контроль натиску під час чищення



Якщо тиснути надто сильно, можна пошкодити зуби і ясна. Щоб запобігти цьому, зубна щітка Philips Sonicare ProtectiveClean подає легкий пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

## Нагадування про заміну BrushSync



Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки.

## Простота щоденних звичок




Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

## Безпечне та лагідне чищення



Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

## Корисні таймери



Потрібна електрична зубна щітка з таймером? Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен ділянку ротової порожнини протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.

## Зручний дорожній футляр та зарядний пристрій



Зубну щітку можна гігієнічно зберігати у нашому високоякісному дорожньому футлярі, а компактна зарядна платформа дозволяє підтримувати повний заряд у поїздках. Ви зможете регулярно користуватися пристроєм протягом двох тижнів після одного заряджання, а зарядна платформа дозволить подорожувати довше.

# Специфікації

## Потужність

Напруга: 110–220 В

## Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 2 тижнів

Тип батареї: Літій-іонна

## Конструкція та покриття

Колір: Білий і м'ятний

## Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

## Простота у користуванні

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Час чищення: До 2 тижнів

## Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 1 W2 Optimal White

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ручка: 1 ProtectiveClean

Дорожній футляр: 1

## Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Покращення стану ясен лише за два тижні, Дозволяє зменшити появу карієсних

порожнин

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Реакція на надмірний тиск: Ручка щітки вібує, попереджаючи користувача

## Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

2 рівні інтенсивності: Низький, Високий

## Технологія інтелектуальних датчиків

Нагадування про заміну BrushSync: Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

