


Philips Sonicare AirFloss  
Pro/Ultra  
Міжзубний очищувач

із зубною щіткою

DiamondClean 9000

з 1 насадкою та 1 насадкою для  
щітки  
Скляний зарядний пристрій,  
футляр



HX8494/03

## Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано\*

### Створено для непослідовних користувачів зубної нитки

Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Ultra – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров'я ясен.\*\*

#### Покращує здоров'я ротової порожнини

- Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров'я ясен\*\*
- Видалення до 99,9% нальоту\*\*\*
- Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

#### Забезпечує бездоганне чищення

- Усуває у 10 разів більше нальоту\*, забезпечуючи глибоке чищення
- Персоналізоване чищення зубів
- Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

#### Бездоганна технологія

- Технологія повітря та мікроструменя води
- Високоєфективна насадка

#### Найпростіший спосіб ефективного чищення між зубами

- Простий спосіб виробити здорову звичку
- Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!

**PHILIPS**  
sonicare

Міжзубний очищувач

із зубною щіткою DiamondClean 9000 з 1 насадкою та 1 насадкою для щітки, Скляний зарядний пристрій, футляр

HX8494/03

## Основні особливості

### Видалення до 99,9% нальоту



AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.\*\*

### Технологія мікроструменя води



Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко очистити між зубами та вздовж лінії ясен.

### Виробити здорову звичку легко



Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров'я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.

### Краще здоров'я ясен



Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров'я ясен, як зубна нитка.\*\* Допомагає поліпшити стан здоров'я ясен всього за два тижні.

### Допомагає запобігти карієсним порожнинам



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ладірно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.

### Високоєфективна насадка



Нова високоєфективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.

### Очищення всього за 60 секунд



Завдяки пристрою AirFloss Pro/Ultra чищення всього рота займає менше 60 секунд на день. Просто виберіть частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримуйте кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натисніть і відпустіть для ручного режиму струменя.

### 4 режими, 3 рівні інтенсивності



DiamondClean 9000 підтримує режими чищення, відбілювання+, здоров'я ясен та ретельного чищення+ для задоволення ваших потреб чищення зубів. Режим чищення призначено для виняткового щоденного чищення, режим відбілювання+ – для видалення плям, режим здоров'я ясен забезпечує обережне, але ефективне чищення ясен, а режим ретельного чищення+ забезпечує освіжаюче ретельне чищення. На вибір доступно три рівні інтенсивності: високий рівень – для кращого чищення, низький рівень – для більш чутливих зубів.

**Міжзубний очищувач**

із зубною щіткою DiamondClean 9000 з 1 насадкою та 1 насадкою для щітки, Скляний зарядний пристрій, футляр

# Специфікації

**Потужність**

- Напряг: Зарядний пристрій для різної напруги

**Технічні характеристики**

- Батарея: Можна заряджати
- Тип батареї: Літій-іонна
- Час заряджання: 24 години для повного заряду

**Конструкція та покриття**

- Колір: Чорний

**Обслуговування**

- Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

**Простота у користуванні**

- Індикатор батареї: Індикатори на ручці відображають рівень заряду
- Ручка: Тонка ергономічна конструкція
- Дисплей: Дисплей із підсвіткою
- Система насадок для щітки: Прості знімні насадки для щітки
- Встановлення насадки: Легко встановлюється і знімається

**Елементи в комплекті**

- Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1
- Насадки для щітки: 1 C3 Premium Plaque Control
- Ручка: 1 DiamondClean 9000
- Дорожній футляр: Дорожній зарядний пристрій USB
- Скляний зарядний пристрій: 1

- Ручка AirFloss Ultra: 1
- Насадка: 1

**Ефективність чищення**

- Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.
- Переваги для здоров'я: Чистить усю ротову порожнину за 60 секунд, Покращення здоров'я ясен за 2 тижні\*
- Ефективність: Видалення до 99,9% нальоту\*\*
- Клінічно підтвержені результати: Такий же ефективний, як і зубна нитка, для покращення здоров'я ясен, для зменшення нальоту, для зменшення кровоточивості ясен
- Власні налаштування: Автоматичний чи ручний режим подачі струменів, Одинарний, подвійний або потрійний струмінь\*\*\*
- Для кращих результатів: Заміняйте насадку кожні 6 місяців
- Таймер: QuadPacer та SmartTimer
- Переваги відбілювання: Відбілювання зубів удвічі краще\*

**Режими**

- Чищення: Для виняткового щоденного чищення
- Ретельне чищення+: Для освіжаючого ретельного чищення
- Здоров'я ясен: Особлива увага до корінних зубів
- Відбілювання+: Для видалення поверхневих плям



Дата випуску 2024-11-08

Версія: 2.0.3

EAN: 87 10103 94118 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* або відшкодування вартості товару

\*\* \* у разі застосування разом із звичайною зубною щіткою та антимікробним полосканням рота у пацієнтів із легким та середнім рівнем запалення ясен; тригатор AirFloss призначений допомогти непослідовним користувачам зубної нитки виробити здорову щоденну звичку для чищення міжзубних проміжків. Докладнішу інформацію шукайте у розділі «Питання та відповіді» у вкладці підтримки.

\*\*\* З оброблених ділянок; у лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися