

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка

HealthyWhite

3 режими

1 насадка для щітки

HX6721/35



Біліші, здоровіші зуби

Неперевершена зубна щітка для біліших зубів

Усім подобається яскрава біла усмішка. Покажіть природну білизну своїх зубів. Доведено, що електрична зубна щітка Sonicare HealthyWhite усуває щоденну пігментацію лише за два тижні регулярного використання у режимі чищення з відбілюванням.

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Клінічно доведене безпечне та лагідне чищення
- Природно біліші зуби завдяки запатентованій звуковій технології

Guides you to follow dental recommendations

- Таймер часового інтервалу Quadrasen сприяє ретельному чищенню
- Двохвилинний таймер допомагає досягнути рекомендованої тривалості чищення

Забезпечує бездоганне чищення

- Динамічне чищення Sonicare забезпечує потрапляння рідини глибоко між зуби
- Вигнута шийка насадки для щітки для кращого доступу до задніх зубів

Offers a customized brushing experience

- Програма "Легкий старт" для адаптації до використання Sonicare
- Режим чищення з відбілюванням: усунення пігментації підтверджено
- Режим чищення: стандартний 2-хвилинний режим
- Чутливий режим: лагідне чищення зубів та ясен

Основні особливості

Природно біліші зуби




Доведено, що динамічне чищення за допомогою цієї зубної щітки і прямий ширший контакт із кожним зубом усуває щоденну пігментацію та зберігає природну білизну зубів.

Режим чищення


Для виняткового щоденного чищення. Допомагає підтримувати ефект, отриманий внаслідок процедури відбілювання зубів.

Легідне чищення зубів та ясен



Зубна щітка Philips Sonicare з чутливим режимом: легідне, проте ретельне чищення для чутливих ясен.


Режим чищення з відбілюванням



2 хвилини роботи в режимі чищення та додаткові 30 секунд роботи в режимі відбілювання для зосередження на видимих передніх зубах. Усуває

щоденну пігментацію, наприклад від кави, чаю, тютюну та червоного вина. Відбілює зуби на 2 тони лише за 2 тижні.*

Quadpacer



30-секундний таймер часового інтервалу повідомляє про завершення чищення кожного сектора у роті та необхідність рухатися далі, що забезпечує послідовніше чищення зубів

Звукова технологія



Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare легідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен.

Вигнута шийка насадки для щітки



Унікально вигнута шийка насадки для цієї зубної щітки полегшує доступ до задніх зубів, усуваючи наліт у цих важкодоступних місцях.

SmartTimer




2-хвилинний таймер на цій електричній зубній щітці Philips Sonicare допомагає досягнути рекомендованої стоматологами тривалості чищення зубів

Безпечне та легідне чищення



Philips Sonicare – це ніжна електрична зубна щітка для брекетів (насадки щітки зношуються раніше в разі використання на брекетах), яку можна безпечно використовувати для чищення відновлених зубів (пломб, коронок, вінірів), а також пародонтальних кишень.

Програма "Легкий старт"



Поступово підвищує потужність протягом перших 14 чищень, щоб ви могли звикнути до чищення за допомогою електричної зубної щітки Philips Sonicare



Специфікації

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 3 тижнів**

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Лаванда

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Система насадок для щітки: Прості знімні насадки для щітки

Час чищення: До 3 тижнів**

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 1 стандартна DiamondClean

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ручки щітки: 1 HealthyWhite

Дорожній футляр: 1

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Допомагає покращити здоров'я ясен

Ефективність: Усуває до 90% пігментації*

Переваги відбілювання: Відбілює зуби на 2 тони

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Чутливий режим: Лагідне чищення зубів та ясен

Чищення з відбілюванням: 2 хв. чищення + 30 сек. відбілювання

