

PHILIPS

sonicare

(раніше ProResults
plaque control)

C2 Optimal Plaque
Defence

2 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Синхронізація з режимом BrushSync

HX9022/10



Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Обережна до ясен.

Виняткове видалення нальоту щодня

Насадка для зубної щітки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (раніше ProResults plaque control) ідеально підходить для тих, хто хоче досягнути оптимального видалення нальоту під час щоденного догляду за ротовою порожниною.

Інноваційна технологія

- Перевірено для здоров'я вашої ротової порожнини
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

Створена для оптимальної ефективності

- Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.
- Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

For exceptional care of teeth and gums

- До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

Основні особливості

Забудьте про наліт



Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою. А спеціально вигнутий кінець дозволяє легко досягнути задніх зубів.

Заміна насадки для щітки



Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить вас про необхідність заміни. У вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

Єдина справжня звукова технологія



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Спокійне чищення



Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

Синхронізація з режимом BrushSync™



Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки Philips Sonicare C2 Plaque Defence синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™**, вибираючи оптимальний режим та рівень інтенсивності для виняткового чищення. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

Легко встановлювати



Насадка для щітки Optimal Plaque Defence ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім Philips One та Essence. Просто встановіть і зніміть її для легкої заміни та чищення.

Специфікації

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: Середній

Колір: Білий

Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетинок зникає

Розмір: Стандартний

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні

Синхронізація з режимом BrushSync

Підходять для цих моделей: 2 Series plaque control, 2

Series plaque defense, 3 Series gum health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Не підходить для: Philips One

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 2 C2 Optimal Plaque Defence

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці

Перевірено: для оптимального використання

Переваги для здоров'я

Видалення нальоту: Усуває до 7 разів більше нальоту*

