



Philips Sonicare Power
Flosser 3000
Munddusche

Bis zu 180 % effektiver für
gesünderes Zahnfleisch

Quad Stream-Technologie
10 Intensitätsstufen
2 Modi für die Reinigung



HX3711/20

Bis zu 180 % effektiver für gesünderes Zahnfleisch*

Eine mühelose, gründliche Reinigung

Genießen Sie eine mühelose, gründliche Reinigung zwischen Ihren Zähnen für ein gesünderes Zahnfleisch. Unsere Quad Stream-Technologie erfasst mehr Bereiche mit weniger Aufwand, während die Pulse Wave-Technologie Sie sanft von Zahn zu Zahn führt – So einfach.

An effortless clean with advanced technology

- Einfach zu füllender 550-ml-Behälter
- Quad-Stream-Technologie für eine schnelle, effektive Reinigung der Zahnzwischenräume
- Standarddüse für eine regelmäßige Reinigung
- Die Pulse Wave-Technologie führt Sie von Zahn zu Zahn
- Flüsterleise für großartige Ergebnisse, ohne andere zu stören
- Quad Stream-Düse für maximale Abdeckung

Einfache Personalisierung für Ihre Anforderungen

- 2 Modi für die Reinigung der Zahnzwischenräume, 10 Intensitätsstufen

PHILIPS


sonicare

Munddusche

Bis zu 180 % effektiver für gesünderes Zahnfleisch Quad Stream-Technologie, 10 Intensitätsstufen, 2 Modi für die Reinigung


Besonderheiten

Deckt mühelos mehr Fläche ab



X-förmige Wasserströme decken mehr Fläche ab und sorgen so für eine schnellere, gründlichere Reinigung im Vergleich zu Zahnseide. Mühelos.

Führung von Zahn zu Zahn



Sanfte Wasservibrationen führen Sie von Zahn zu Zahn, damit Sie keine Stelle übersehen.

Flüsterleises Design



Für eine diskrete Reinigung entwickelt, damit Sie großartige Ergebnisse erzielen, ohne andere zu stören.

2 Modi, 10 Intensitätsstufen



Erhalten Sie eine Reinigung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Im Reinigungsmodus wird ein

kontinuierlicher Wasserstrahl für eine hervorragende tägliche Reinigung verwendet, während im Deep Clean-Modus einzelne Stöße für eine gründlichere Reinigung zum Einsatz kommen. Passen Sie die Intensität ganz einfach so an, wie es sich für Sie gut anfühlt.

F1 Standarddüse



Verwenden Sie die Standarddüse für eine regelmäßige Reinigung. Dabei kommt ein einziger Wasserstrahl zum Einsatz, um Ablagerungen zu entfernen und gründlich zwischen den Zähnen zu reinigen.

F3 Quad®Stream-Düse



Für maximale Abdeckung und eine besonders gründliche Reinigung verwenden Sie die Quad Stream-Düse, um das Wasser in vier breite Ströme zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleisches zu bündeln. Die weiche Führung aus Gummi ist sanft zum Zahnfleisch und jede Düse lässt sich einfach auf- und abstecken.

550-ml-Behälter



Der 550-ml-Behälter fasst genug Wasser für eine Reinigung. Zum Nachfüllen einfach herausheben, füllen und wieder einstecken.

HX3711/20

Daten

Leistung

- Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
- Düsenaufsatz: Leichtes Auf- und Abstecken

Leistung

- Pflege: Reinigt den ganzen Mund in 60 – 90 Sekunden

Artikel enthalten

- F1 Standarddüse: 1
- F3 Quad®Stream-Düse: 1
- Power Flosser: 1

Programme

- Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
- Deep Clean+: Für eine besonders gründliche Reinigung
- Intensitätsstufen: 10

Vorteile für die Gesundheit

- Plaque-Entfernung: Bis zu 3 Mal effektiver*
- Gesundes Zahnfleisch: Bis zu 180 % effektiver*



Ausstellungsdatum
2023-12-12

Version: 5.5.1

EAN: 87 10103 94712 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* im Vergleich zu Zahnseide. Bei Verwendung mit der Quad Stream-Düse auf Stufe 8 mit einer Handzahnbürste bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Zahnfleischentzündung im Vergleich zur Verwendung einer Handzahnbürste mit Zahnseide.

** Im Vergleich zu Zahnseide zur Entfernung von Plaque zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleischrands bei Verwendung mit dem Quad Stream-Aufsatz auf Stufe 8 mit einer Handzahnbürste bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Zahnfleischentzündung im Vergleich zur Verwendung einer Handzahnbürste mit Zahnseide.