

# PHILIPS

## sonicare

„Sonic“ elektrinis  
dantų šepetėlis

FlexCare

3 režimai

2 šepetėlių galvutės

HX6912/52



## Per savaitę baltesni dantys

Šepetėlis švelniam dantų ir dantenuų valymui

Efektyvi nauja technologija. Dabar yra užtikrintas būdas išsaugoti gerą jūsų burnos būklę. Naujasis elektrinis dantų šepetėlis „Philips Sonicare FlexCare“ prisitaiko prie jūsų burnos priežiūros poreikių.

### Proven to improve oral health

- Baltesnė šypsena per 1 savaitę su mūsų „DiamondClean“ šepetėlio galvute\*
- „Philips Sonicare“ technologija padeda pašviesinti šypseną
- Pagerina dantenuų sveikatą vos per 2 savaites
- Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų nei rankinis dantų šepetėlis
- Saugiai ir švelniai tenkina burnos sveikatos poreikius

### Designed around you

- Lengvos pradžios programa sudaro „Philips Sonicare“ režimą
- Laikmačiai skatina valyti dantis šepetėliu 2 minutes
- Rinkitės iš 3 režimų, įskaitant masažinį

### Suteikia ypatingos švaros pojūtį

- Kampu pakreipta taip, kad būtų lengviau išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“


## Ypatybės

### Rūpinkitės tomis dantenomis




Optimaliai valant su „FlexCare“, dantenos taps sveikesnės per 2 savaites. Pašalina 7 kartus daugiau apnašų palei dantų liniją nei paprastas dantų šepetėlis, tad puikuosites sveikiausia šypsena.

### Iki 2 kartų baltesni dantys



Pajuskite „DiamondClean“ šepetėlio galvutės efektyvumą, kuri švelniai, tačiau veiksmingai šalina paviršines dėmes. Tankūs viduriniai šereliai dantų pigmentinėms dėmėms šalinti atlieka sunkų darbą, kad šypsena būtų 2 kartus baltesnė vos per 7 dienas.\*

### 3 režimai, kad valytumėte taip, kaip norite




Su „Flexcare“ pakeisite valymą taip, kad jis padėtų pasiekti burnos sveikatos tikslų. Rinkitės iš 3 režimų, įskaitant masažinį, kad stimuliuotumėte dantenas ir jos būtų dar sveikesnės, valymo, kad kasdienis valymas būtų išskirtinis, ir balinamojo, kad švelniai, tačiau veiksmingai pašalintumėte dėmes.

### Atsisveikinkite su apnašomis



Tankūs, geros kokybės šereliai pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis dantų šepetėlis.

### Švelnus kasdienis balinimas



Natūraliai balinkite dantis su mūsų unikalia „sonic“ technologija. Šepetėlio galvutė padeda pašalinti kasdienės maisto ir gėrimų dėmes, tad švelniai pašviesinsite šypseną kaskart valydamiesi dantis.

### Pasiekite tas sunkiai pasiekiamas vietas



Unikali „FlexCare“ dantų šepetėlio rankenėlės forma suderinta su mūsų šepetėlių galvutėmis taip, kad tinkamai išvalytumėte net sunkiai pasiekiamas vietas, tokias kaip galiniai dantys.

### Lengvai priraskite prie naujojo režimo




Pradedant ką nors naujo gali reikėti prie to prirasti. Mūsų lengvos pradžios programa leidžia palaiapsniui, švelniai didinti valymo šepetėlių galingumą per pirmus 14 valymosi naujuoju dantų šepetėlių kartų.

### „QuadPacer“ ir „Smarter“ laikmačiai



Kruopštus dantų valymas šepetėlių trunka vos 2 minutes. Mūsų „QuadPacer“ praneša, kai praeina optimalus kiekvienos burnos dalies valymo laikas, o „Smarter“ signalai praneša, kai baigiasi visas laikas. Kartu jie jums padeda kaskart valyti dantis tiek, kiek rekomenduojama.

### Valykite šepetėliu pasitikėdami



Kad ir kokių ypatingų poreikių turėtumėte, galite būti tikri, kad valymas šepetėliu su „Flexcare“ bus saugus. Mūsų garsinė technologija tinkama naudoti dėvint kabes, karūnes, turint plombų ir apmautų dantų, ją galima naudoti kasdieniam dantų ligų gydymui.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

Spalva: Juoda

## Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

## Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Baterijos tipas: Ličio jonų

## Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

## Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo baterijos įkrovą

Ekranas: Apšviestas ekranas

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

## Pridėti priedai

Įkroviklis: 1

Rankenėlė: 1 „DiamondClean“

Šepetėlių galvutės: 2 „DiamondClean“

standartinės

Kelioninis dėklas: 1

## Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites

„Performance“: Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų\*

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmartTimer“ laikmačiai

Balinamoji nauda: Pašalina 100 % daugiau dėmių\*, Baltiesni dantys vos per savaitę

## Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

Balta: Pašalina paviršines dėmes

„Massage“: Dantenas stiprinantis masažas

2 programos: „Go Care“ ir „Max Care“

