

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser
DiamondClean 9000

Mundskyller + tandbørste
Quad Stream-teknologi
Pulskurver guider dig undervejs



HX3866/41

Tandrensning på en helt ny måde med QuadStream-teknologi

Fjerner op til 99,9 % af plak* i de behandlede områder

Nem og grundig rengøring mellem tænderne for at forbedre tandkødets sundhed. Unik QuadStream-spids renser nemt et større område for mere effektiv rengøring mellem tænderne.

Giver en fremragende tandbørstning

- Vores unikke teknologi giver dig en effektiv, men nænsom rengøring

Easy and convenient

- Standardspids til pletrensning
- Hurtig, universel opladning med USB-C-kabel

Faster, more effective flossing

- to tandtrådstilstande, tre intensiteter
- Komplet rengøring på 60 sekunder
- Pulse Wave-teknologi guider dig fra tand til tand
- Quad Stream-teknologi for hurtigere og mere effektiv brug af tandtråd

Let the DiamondClean 9000 adapt to your needs

- Personlig børsteoplevelse

PHILIPS
sonicare


Vigtigste nyheder

Quad Stream-teknologi



Den unikke X-formede Quad Stream-spids adskiller vandet i 4 stråler, så den dækker et større område mellem tænderne og langs tandkødsranden. Få en hurtigere og dybere rensning uden besværet med tandtråd.

Bølgeteknologi med impulser



Blide vandstråler holder dig i gang og guider dig fra tand til tand i Deep Clean-tilstand – så du gør det korrekt hver gang.


2 indstillinger, 3 intensiteter



Vælg den rensning, der passer til dit smil. Clean-funktionen giver et kontinuerligt flow til effektiv daglig rengøring. Deep Clean-stråler giver en mere grundig rengøring. Justerbart

intensitetsniveau tilpasser sig for at øge oplevelsen.

Komplet rensning på 60 sekunder



Dysen kan drejes 360 grader, så du kan bruge enheden i alle retninger. Få en grundig 360° rensning på kun 60 sekunder fra start til slut. Enheden når også vanskelig tilgængelige områder uden problemer.

USB-C-opladning



Praktisk opladning med et USB-C-kabel, hvilket er samme forbindelse som de fleste mobiltelefoner eller tablets bruger. Få op til 14 dages rengøring med en enkelt opladning.

4 indstillinger, 3 intensiteter




DiamondClean 9000 leveres med Clean, White+, Gum Health og Deep Clean+, så du kan opnå den korrekte tandbørstning. Clean-indstillingen er til effektiv daglig rensning, White+ fjerner misfarvninger, Gum Health giver en nænsom, men effektiv rensning af tandkødet, og Deep Clean+ giver dig en forfriskende, grundig rensning. Tre intensiteter giver dig mulighed for at vælge mellem en højere indstilling for at give din rensning et boost og en lavere indstilling til mere følsomme munde.

Philips Sonicare-teknologi

Kraftige soniske vibrationer forvandler tandpastaen til plakbekæmpende bobler og fordeler dem dybt ind mellem tænderne og langs tandkøds-kanten. Du får, hvad der svarer til én måneds manuel børstning, på bare 2 minutter.

Standardspids til pletrensning



En standardspids med en enkelt stråle øger trykket til pletrensning og fjernelse af madrester, når du har brug for det.

Specifikationer

Strøm

- Spænding: Oplader til flere spændingstyper

Service

- Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

- Håndgreb: Slankt, ergonomisk design
- Dysetilbehør: Klikker nemt af og på

Performance

- Rengøring: Rengør hele munden på 60-90 sek

Medfølgende dele

- Power Flosser uden ledning: 1
- F1 standarddyse: 1
- F3 Quad Stream-dyse: 1
- USB-opladningskabel: 1

- USB-vægadapter: 1
- DiamondClean 9000: 1
- Børstehoved: 1 - C3
- Glasoplader: 1
- USB Rejsetaske: 1

Sundhedsmæssige fordele

- Fjernelse af plak: Fjerner op til 99 % af plakken fra de behandlede områder*

Power Flosser-tilstande

- Clean: Til enestående daglig rengøring
- Deep clean+: Giver en forfriskende dybderens
- Intensiteter: 3

Design og finish

- Farve: Hvid



Udgivelsesdato
2023-03-18

Version: 8.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* I en in-vitro-undersøgelse. De faktiske resultater kan variere.