

PHILIPS

sonicare

Стандартные насадки для
звуковой зубной щетки

HydroClean

2 шт. в упаковке

HX6002



Тщательная очистка межзубного пространства

Уникальная конструкция чистящей насадки помогает удалять налет и частицы пищи в межзубных промежутках.

Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

- Сменная насадка

Разработана для достижения наилучшего результата

- Индикаторные щетинки обеспечивают эффективность чистки

Эффективное очищение полости рта

- Дизайн насадки увеличивает звуковую вибрацию

Delivers a better clean in-between

- Hydroguides помогает удалить налет и частицы пищи


Основные особенности

Сменная насадка



Удобная установка насадки и очистка ручки щетки

Индикаторные щетинки



По индикаторным щетинкам можно легко определить, когда необходимо заменить насадку. Через три месяца регулярного использования щетинки изнашиваются, и эффективность чистки снижается. Меняйте насадки каждые 3 месяца.

HydroGuides

HydroGuides используется совместно с запатентованной звуковой технологией для направления зубной пасты и воды в промежутки между зубами, что облегчает чистку в данных тесных промежутках. Это не заменяет использование зубной нити, но обеспечивает лучшую очистку межзубных промежутков.

Максимальная эффективность чистки



Благодаря продуманному дизайну и высокой точности конструкции сменные насадки Philips Sonicare в сочетании с запатентованной звуковой технологией и несколькими режимами чистки на выбор гарантируют тщательную чистку.

Характеристики

Технические характеристики

Время работы: Для получения оптимальных результатов насадку на зубную щетку рекомендуется менять каждые три месяца.

Замена: Когда требуется замена, индикаторные щетинки тускнеют.

Вес и габариты

Размеры упаковки для чистящих насадок: 21,6 в x 7,0 ш x 2,2 г см

Weight brush head packaging: 0.056 kg

В комплекте

Гигиенический колпачок: 1 шт.

Удобство использования

Подходит для этих моделей: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

