

# PHILIPS

แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic  
พร้อมแอป

DiamondClean 9000

การแปรงฟันแบบเชื่อมต่อทำได้ง่าย  
เซนเซอร์ตรวจจับแรงกดภายใน  
การจำแนกหัวแปรงอัจฉริยะ  
4 โหมด ความแรง 3 ระดับ



HX9912/50



## เพื่อฟันที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างยาวนาน ฟันขาวสดใสยิ่งขึ้นในเวลาเพียง 1 วัน\*

ฟอกฟันขาวที่ดีที่สุดของ Philips Sonicare ในแปรงสีฟันไฟฟ้าความเร็วสูงที่หรูหราที่สุดของเรา เปลี่ยนไปใช้ Philips Sonicare วันนี้เลย

เพลิดเพลินกับการออกแบบที่มีสไตล์และใช้งานง่าย

- ชาร์จง่ายและปรับรูปแบบการใช้งานได้

ผู้ใช้ DiamondClean สัมผัสกับสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น

- จัดการคราบหินปูนได้อย่างหมดจด อ่อนโยนต่อเหงือกของคุณ
- กำจัดคราบหินปูน ได้มากถึง 10 เท่า\* เพื่อการทำความสะอาดที่ทั่วถึง

ให้ DiamondClean 9000 ปรับเข้ากับความต้องการของคุณ

- ประสบการณ์การแปรงฟันในแบบของคุณ
- ให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่คุณกดแปรงแรงเกินไป
- BrushSync จะเลือกโหมดที่ดีที่สุดสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ
- รับรู้ได้ตลอดเวลาเมื่อใดที่ควรเปลี่ยนหัวแปรง

ติดตามผลด้วยรายงานความคืบหน้าสำหรับคุณโดยเฉพาะ

- เริ่มต้นและรักษานิสัยที่ดีที่สุดสุขภาพ

# ไฮไลต์

## กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 10 เท่า




ให้คุณได้รับการทำความสะอาดที่ล้ำลึกที่สุดด้วยหัวแปรง C3 Premium Plaque Control ขนแปรงที่นุ่มและยืดหยุ่นได้รับการออกแบบมาให้โค้งมนไปตามรูปทรงของฟัน ช่วยให้คุณสัมผัสกับผิวฟันได้มากขึ้นถึง 4 เท่า\*\* และสามารถกำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 10 เท่าจากจุดที่เข้าถึงยาก

## C3 Premium Plaque Control



หัวแปรง C3 Premium Plaque Control ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณสะอาดล้ำลึกที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้านและขนแปรงที่ยืดหยุ่นและนุ่มนวลโค้งมนไปตามรูปทรงของฟันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้สัมผัสผิวฟันได้มากขึ้นถึง 4 เท่าและช่วยให้เข้าถึงจุดที่เข้าถึงยาก\*

## รายงานความคืบหน้า



DiamondClean 9000 ให้คำแนะนำที่ตรงความต้องการเพื่อปรับปรุงและรักษานิสัยการแปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะระหว่างการพบทันตแพทย์ เซนเซอร์อัจฉริยะในตัวจะช่วยให้คุณทราบเมื่อคุณ

ใช้แรงกดมากเกินไป และด้วยการเชื่อมต่อประสบการณ์การแปรงฟันของคุณกับแอป Sonicare รายงานความคืบหน้าสำหรับคุณโดยเฉพาะจะช่วยให้คุณดำเนินการตามแผน เพื่อดูว่าคุณจะได้พัฒนาได้มากขึ้นเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป

## 4 โหมด ความแรง 3 ระดับ



DiamondClean 9000 มาพร้อมกับ Clean, White+, Gum Health และ Deep Clean+ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการแปรงฟันของคุณ โหมด Clean เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในทุกๆ วัน, White+ สำหรับขัดคราบ, Gum Health จะให้การทำความสะอาดที่อ่อนโยนและมีประสิทธิภาพสำหรับเหงือกและ Deep Clean+ ช่วยให้ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก ความแรงสามระดับช่วยให้คุณเลือกระหว่างการตั้งค่าที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกและระดับต่ำลงสำหรับช่องปากที่มีความบอบบางมากกว่า

## การจับคู่โหมด BrushSync



หัวแปรงอัจฉริยะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณใช้โหมดและความแรงที่เหมาะสมเพื่อทำความสะอาดที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังใช้หัวแปรง W3 Premium White เทคโนโลยี BrushSync ของ DiamondClean 9000 จะซิงค์หัวแปรงของคุณกับโหมด White+ โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ฟันของคุณขาวขึ้น

## เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกดภายใน



คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณแปรงฟันแรงเกินไปหรือไม่ แต่ DiamondClean 9000 รู้ หากคุณต้องการรู้ แปรงสีฟันจะส่งเสียงสั้นเป็นจังหวะ ซึ่งหัวแปรงจะทำงานให้คุณเอง 7 ใน 10 คนพบว่าคุณสัมผัสนี้ช่วยให้พวกเขาแปรงฟันได้ดีกว่า

## การแจ้งเตือนการเปลี่ยน BrushSync



หัวแปรงทุกชิ้นจะสึกหรือไปตามเวลา คุณจึงต้องคอยดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ทำความสะอาดอย่างหมดจด เทคโนโลยี BrushSync ของเราจะติดตามว่าคุณใช้หัวแปรงมานานเท่าใดแล้ว และคุณใช้งานอย่างหนักเพียงใดในขณะที่แปรง การแจ้งเตือนการเปลี่ยน BrushSync บนด้ามจับของคุณและเสียงบี๊บสั้นๆ จะช่วยให้คุณรู้ตัวเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน

## แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน



DiamondClean 9000 ของคุณจะใช้งานได้นานถึงสองสัปดาห์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยการใช้งานเป็นประจำ

# รายละเอียดเฉพาะ

## การเชื่อมต่อ

Bluetooth® ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย: เชื่อมต่อแอปการแปรง

## กำลังไฟ

แรงดันไฟฟ้า: 110-220 โวลต์

## ข้อมูลทางเทคนิค

แบตเตอรี่: ชาร์จใหม่ได้

เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด): 14 วัน\*\*\*

ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

## ดีไซน์และการตกแต่ง

สี: สีขาว

## บริการ

รับประกัน: รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

## ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

การรองรับ Android: โทรศัพท์ Android, แท็บเล็ตที่สามารถเปิดใช้ Bluetooth 4.0

การรองรับ iOS: iPad 3rd Gen หรือสูงกว่า, iPhone 4S หรือสูงกว่า, กับ iOS7 หรือสูงกว่า, ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS7

## ใช้งานง่าย

ด้ามจับ: ดีไซน์บางเบาจับถนัดมือ

ความเข้ากันได้กับด้ามแปรง: หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย

การแจ้งเตือนการเปลี่ยน: เพื่อมั่นใจในผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอ, ไอคอนการแจ้งเตือนจะสว่างขึ้น

## อุปกรณ์ที่มีมาให้

หัวแปรง: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 แปรงทำความสะอาดลิ้น TongueCare+

ด้ามจับ: 1 DiamondClean 9000

กล่องเก็บสำหรับเดินทาง: เคสชาร์จ USB สำหรับพกพา

ถ้วยแก้วชาร์จ: 1

แท่นวางอุปกรณ์ชาร์จ: 1

## ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

ประสิทธิภาพการทำงาน: กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 10 เท่า  
ประโยชน์ในการช่วยให้ฟันขาวสดใส: ทำให้ฟันขาวยิ่งขึ้น  
ใน 1 วัน\*

ตัวจับเวลา: BrushPacer และ SmarTimer

รับรู้ถึงแรงกด: ด้ามจับสั่นเพื่อเตือนผู้ใช้

## โหมด

ความแรง 3 ระดับ: สูง, ต่ำ, ปานกลาง

Clean: เพื่อการทำความสะอาดอย่างยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน

Deep Clean+: สำหรับผลการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก

Gum Health: ใส่ใจฟันกรามเป็นพิเศษ

White+: ในการขจัดคราบสกปรกบนผิวฟัน

## เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อัจฉริยะ

การแจ้งเตือนการเปลี่ยน BrushSync: ให้คุณทราบอยู่เสมอว่าเมื่อใดที่ควรเปลี่ยนหัวแปรง

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกด: แจ้งเตือนเมื่อคุณแปรงแรงเกินไป

เทคโนโลยี BrushSync: หัวแปรงอัจฉริยะ, เชื่อมต่อด้ามแปรงอัจฉริยะและ

