

# PHILIPS

## sonicare

Tavalised Sonic-  
hambaharja pead

HydroClean

kolmene komplekt

HX6003/05



## Vahepuhastus

### Pealelükatav elektriline hambaharjapea

Philips Sonicare HX6003/05 ainulaadse konstruktsiooniga harjapea aitab kõrvaldada hambakattu ja toiduosakesi ka hambavahedest.

#### Mitmele käepidemele sobiv harjapea

- Külgeklõpsatav harjapea

#### Loodud optimaalse puhastamise jaoks

- Meeldetuletusharjased tagavad tõhusa puhastuse

#### Thorough clean feeling in your mouth

- Harjapea kuju maksimeerib ultraheli liikumist

#### Delivers a better clean in-between

- HydroGuides-juhikud aitavad kõrvaldada kattu ja toiduosakesi

## Esiletõstetud tooted

### Külgeklõpsatav harjapea



Lihtsalt vahetatav ja puhastatav harjapea

### HydroGuides

HydroGuides-juhikud toimivad koos meie patentitud Sonic-tehnoloogiaga, suunates hambapastat ja vett hammaste vahele, aidates teil puhastada ka neid kitsaid kohti. Kuigi see ei asenda hambaniidiga puhastamist, aitab see hambavahesid paremini puhastada.

### Parandab puhastustulemusi



Läbimõeldud kuju ja täppistehnika tagavad, et põhjaliku puhtuse saavutate siis, kui Philips Sonicare'i varuharjapeas on ühendatud ultraheli liikumine ja paindlikud harjamisrežiimid.

### Meeldetuletusharjased



Harjapeadest on näha, millal hambaharjapea välja vahetada. Kolmekuulise tavakasutuse korral ilmutavad harjased kulumise märke ning hambaharjapead ei ole enam nii tõhusad. Vahetage harjapäid iga kolme kuu tagant.

## Spetsifikatsioon

### Tehnilised andmed

**Kasutamisaeg:** Optimaalsete tulemuste saavutamiseks soovitatakse hambaharja pead vahetada iga kolme kuu tagant.

**Varuosad:** Meeldetuletusharjased annavad tuhmumise teel märku harjapea väljavahetamise vajadusest.

### Kaal ja mõõtmed

**Harjapeade pakendi mõõtmed:** 21,6 k x 7,0 l x 2,2 s cm

**Weight brush head packaging:** 0.056 kg

### Kaasasolevad tarvikud

**Hügieeniline reisivutlar:** 1 pcs

### Kergesti kasutatav

**Sobivad järgmistele mudelitele:** FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

