

# PHILIPS

## sonicare

Standaard Sonicare-  
opzetborstel

HydroClean

1 stuk

HX6001



## Optimale reiniging tussen de tanden

### Opklikbare opzetborstel

De unieke Philips Sonicare HX6001/05-opzetborstel verwijderd tandplak en etensresten tussen uw tanden.

#### **A brush head that fits multiple handles**

- Opklikbare opzetborstel

#### **Ontworpen voor optimale prestaties**

- Verkleurende borstelharen zorgen voor een effectieve reiniging

#### **Thorough clean feeling in your mouth**

- Speciaal ontworpen opzetborstel zorgt voor optimaal profijt van de sonische beweging

#### **Delivers a better clean in-between**

- HydroGuides helpt tandplak en etensresten te verwijderen

## Kenmerken

### Opklikbare opzetborstel



Eenvoudige plaatsing van de opzetborstel en reiniging van het handvat

### HydroGuides


HydroGuides werkt met onze gepatenteerde sonische technologie om ervoor te zorgen dat tandpasta en water tussen de tanden komen. Zo worden moeilijk bereikbare plekjes tussen de tanden beter gereinigd, hoewel flossen nog steeds noodzakelijk is.

### Maximale reiniging



Het doordachte ontwerp en de nauwkeurige fabricage van deze vervangende borsteltjes van Philips Sonicare zorgen in combinatie met de sonische beweging en flexibele poetsstanden voor een grondige reiniging.

### Memo-borstelharen



Aan de verkleurende borstelharen kunt u zien wanneer u de opzetborstel moet vervangen. Na 3 maanden van normaal gebruik raken de borstelharen versleten en is de opzetborstel minder effectief. Vervang uw opzetborstel om de 3 maanden.

## Specificaties

### Technische specificaties

**Gebruiksduur:** Voor een optimaal poetsresultaat raden wij u aan om de opzetborstel elke 3 maanden te vervangen.

**Vervanging:** De gekleurde borstelharen vervagen wanneer u de opzetborstel moet vervangen.

### Gewicht en afmetingen

**Afmetingen verpakking van de opzetborstel:**

21,6 x 7,0 x 2,2 (h x b x d) cm

**Gewicht verpakking van de opzetborstel:**

0.03 kg

### Meegeleverde artikelen

Hygiënisch beschermkapje: 1 pcs

