



Philips Sonicare  
AirFloss Ultra - Microjet  
interdentaire

avec station de remplissage et  
charge

2 canules  
1 chargeur de voyage intégré  
Remplissage et charge  
automatiques



HX8462/01

## Des gencives plus saines en 2 semaines

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra\*\*\*\* est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.\*\*

### Améliore la santé bucco-dentaire

- Des études cliniques ont prouvé une efficacité équivalente au fil dentaire pour la santé des gencives.\*\*
- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire\*\*\*
- Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires

### Technologie avancée

- Canule haute performance
- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Réglages personnalisables triple jet

### Nettoie simplement et efficacement les espaces interdentaires


- Nettoie en 60 secondes seulement : visez, appuyez, nettoyez
- Pour prendre facilement de bonnes habitudes
- Toujours prêt à l'emploi
- Une bouche fraîche et propre avec du bain de bouche

**PHILIPS**  
sonicare

AirFloss Ultra - Microjet interdentaire  
avec station de remplissage et charge 2 canules, 1 chargeur de voyage intégré. Remplissage et charge automatiques

## Points forts

### Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire




AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.\*\*\*

### Technologie de micro-gouttelettes



Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

### Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé que l'AirFloss Ultra de Philips Sonicare améliore la santé des gencives autant que le fil dentaire.\*\* Des gencives plus saines en seulement deux semaines.

### Nettoie en 60 secondes seulement



Avec AirFloss Ultra, vous nettoyez la totalité de votre bouche en moins de 60 secondes par jour. Il vous suffit de sélectionner la fréquence du jet (simple, double ou triple). Maintenez le bouton d'activation enfoncé pour des jets continus automatiques, ou appuyez ponctuellement sur ce bouton pour le mode de jet manuel.

### Une bouche fraîche et propre avec du bain de bouche



Utilisation avec du bain de bouche pour une fraîcheur exceptionnelle et une action antimicrobienne.

### Aide à réduire les caries



En éliminant en douceur la plaque dentaire oubliée lors du brossage, AirFloss Ultra de Philips Sonicare aide à prévenir la formation de caries entre les espaces interdentaires.


HX8462/01

### Canule haute performance



La nouvelle canule haute performance AirFloss Ultra amplifie la puissance de notre technologie qui allie air et micro-gouttelettes, pour une efficacité inégalée.

### Personnalisation triple jet



Personnalisez le puissant jet de votre AirFloss Ultra selon vos préférences, en optant pour des jets simples, doubles ou triples à chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'activation.

### Toujours prêt à l'emploi



La station de remplissage et de charge remplit automatiquement le manche en moins de 10 secondes, peut contenir jusqu'à 2 semaines de bain de bouche, et maintient le manche chargé.

AirFloss Ultra - Microjet interdentaire  
avec station de remplissage et charge 2 canules, 1 chargeur de voyage intégré, Remplissage et charge automatiques

HX8462/01

# Caractéristiques

## Alimentation

- Tension: Chargeur multitenion

## Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Type de batterie: Lithium ION
- Temps de charge: Charge complète en 24 heures

## Design et finition

- Couleur: Blanc avec des touches de gris

## Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Indicateur d'autonomie: LED sur le manche indiquant le niveau de charge
- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement
- Autonomie de la batterie: 1 à 3 semaines\*\*\*\*

## Accessoires inclus

- Chargeur: 1
- Station de remplissage et de charge: 1
- Clapet supplémentaire AirFloss Ultra: 1
- Manche AirFloss Ultra: 1
- Canule AirFloss Ultra: 2

## Performances de brossage

- Performances: Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire\*\*
- Bénéfices santé: Des gencives plus saines en 2 semaines\*, Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes
- Résultats cliniquement prouvés: Aussi efficace que le fil dentaire, pour des gencives plus saines, pour réduire le saignement des gencives, pour une réduction de la plaque dentaire
- Réglages personnalisables: Auto-burst ou jet manuel, Jet simple/double/triple\*\*\*
- Pour des résultats optimaux: Remplacer la canule tous les 6 mois



Date de publication  
2023-12-19

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 78230 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Satisfait ou remboursé

\*\* Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.

\*\*\* Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.

\*\*\*\* Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.

\*\*\*\*\* Selon le réglage du jet