

# PHILIPS

## sonicare

Zestaw ze sprayem i  
główką TongueCare+

TongueCare+

1 wymienna główka do  
czyszczenia języka

1 spray do języka

Parowanie w programie  
BrushSync

HX8071/17



## Czysty język to świeży oddech

Philips Sonicare: rozwiązanie dla czystego języka

Wymień główkę. Użyj sprayu. Czyść. Nasze przełomowe, inteligentne rozwiązanie TongueCare+ to połączenie aerozolu i szczoteczki do języka, które umożliwia natychmiastowe przekształcenie szczoteczki do zębów Philips Sonicare w skuteczne rozwiązanie zapewniające świeży oddech. Zapewnij sobie najwyższą czystość i długotrwałą świeżość oddechu.

### **An easy addition to your oral care routine**

- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie
- Natychmiast zabija bakterie powodujące nieprzyjemny zapach i neutralizuje nieświeży oddech
- Kompleksowe czyszczenie języka

### **Innovative technology**

- 240 mikrowłóków zapewnia delikatne i głębokie oczyszczenie
- Usuwanie nieprzyjemnego zapachu i bakterii
- Automatycznie wybiera optymalny program

# Zalety

## Mikrowłoski




240 gumowych mikrowłosek szczoteczki do języka TongueCare+ skutecznie czyści miękką i porowatą powierzchnię języka. Elastyczne mikrowłoski dopasowują się i delikatnie oczyszczają nierówności, aby usunąć nagromadzone bakterie, oraz pozwalają dotrzeć głębiej do trudnodostępnych miejsc. Kompaktowa konstrukcja końcówki pozwala wygodnie oczyścić cały język.

## Technologia soniczna



TongueCare+ jest końcówką do czyszczenia języka z soniczną mocą Philips Sonicare. Każdy ruch szczoteczki sonicznej z mocą 62 tys. ruchów na minutę usuwa powodujące nieprzyjemny zapach bakterie. Dodatkowo rozbija resztki jedzenia na języku, usuwając je z nawet trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu język będzie czystszy, a oddech dłużej świeży.

## Inteligentny tryb doboru programu



Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, końcówka do języka TongueCare+ synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne czyszczenie języka. Po założeniu wystarczy nacisnąć przycisk włączenia szczoteczki.

## Łatwy montaż




Każda końcówka Philips Sonicare, nawet końcówka do czyszczenia języka TongueCare+ pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare. Prosty, zatrzaskowy mechanizm ułatwia wymianę końcówki do czyszczenia zębów na końcówkę do czyszczenia języka. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

## Spray do języka BreathRx



Gazy VSC nie mają żadnych szans z naszym sprayem do języka BreathRx, który natychmiast zabija bakterie powodujące nieprzyjemny zapach i neutralizuje nieświeży oddech, co zostało potwierdzone klinicznie. Specjalny środek pokrywa język i nawilża go, pozwalając na niezwykle delikatne czyszczenie za pomocą szczoteczki do języka TongueCare+. Smak mięty zapewnia uczucie świeżości i czystości w ustach.

## Spraw, że Twój język będzie wyjątkowo czysty



Aby język był naprawdę czysty, należy go odpowiednio czyścić dedykowaną końcówką. Dzięki ergonomicznej powierzchni i kształtowi końcówki do języka TongueCare+ zrobisz to w prosty sposób. Jej mała i elastyczna główka ułatwia usuwanie powodujących nieprzyjemny zapach bakterii ze wszystkich zakamarków.

## Dane techniczne

### Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

### Materiał

Elastomer: Bez lateksu

### Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Parowanie w programie BrushSync

### Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 1 główka do czyszczenia języka TongueCare+

Antybakteryjny spray do języka: 60 ml

### Skład

Skład sprayu do języka: Aqua, Propylene Glycerol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Zinc Gluconate, PEG-12 Dimethicone, Cetylpyridinium Chloride, Eucalyptus, Citriodora Oil, Thymol, Sodium Saccharin, Limonene, CI42090

### Data ważności

Po otwarciu: 6 miesięcy

Czas przechowywania sprayu do języka: 36 miesięcy

