

Philips Sonicare
Nastavek za medzobno
čiščenje AirFloss Pro/Ultra

s polnilno postajo

2 nastavka
Prednameščen je 1 potovalni
polnilnik
Samodejno polnjenje



HX8462/01

Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*

Zasnovano za vse, ki zob ne nitkajo redno

Če zob ne nitkate redno, lahko z nastavkom AirFloss Pro/Ultra**** preprosto in učinkovito očistite predele med zobmi. AirFloss Pro/Ultra lahko uporabljate z ustno ali navadno vodo in na zdravje dlesni klinično dokazano učinkuje enako dobro kot zobna nitka.**

Improves oral health

- Klinično dokazano enako učinkovito pri ohranjanju zdravih dlesni kot nitkanje
- Odstrani do 99,9 % zobnih oblog***
- Pomaga preprečevati karies med zobmi

Superior technology

- Tehnologija zraka in mikrokapljič
- Visokozmogljiv nastavek
- Nastavitev števila curkov

The easiest way to effectively clean between teeth

- Traja le 60 sekund: nastavite, pritisnete in čistite!
- Enostaven način razvijanja zdrave navade
- Vedno pripravljeno na uporabo
- Sveže in čisto z ustno vodo


PHILIPS
sonicare

Nastavek za medzobno čiščenje AirFloss Pro/Ultra
s polnilno postajo 2 nastavka, Prednameščen je 1 potovalni polnilnik, Samodejno polnjenje

HX8462/01

Značilnosti

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog



AirFloss Pro/Ultra odstrani do 99,9 % oblog na mestih delovanja.**

Tehnologija mikrokapljič



Naše klinično dokazane rezultate omogoča naša edinstvena tehnologija, ki z združenjem zraka in ustne ali navadne vode v ustni votlini temeljito in hkrati nežno očisti področja med zobmi in ob dlesni.

Bolj zdrave dlesni



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinično dokazano v enaki meri izboljšuje zdravje dlesni kot nitkanje.** Zdravje dlesni izboljša že v dveh tednih.

Očisti v 60 sekundah



Z AirFloss Pro/Ultra boste za čiščenje celotne ustne votline porabili manj kot 60 sekund na dan. Enostavno nastavite število curkov (en, dva ali trije) in pridržite aktivacijski gumb, če želite nenehno samodejno brizganje curkov, ali pritiskajte in spuščajte gumb za ročno brizganje.

Sveže in čisto z ustno vodo



Uporabljajte z ustno vodo za povsem svež zadah in učinkovito odstranjevanje mikrobov.

Pomaga preprečevati karies



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra z nežnim odstranjevanjem zobnih oblog, ki jih s ščetkanjem ni mogoče odstraniti, pomaga preprečevati razvoj kariesa med zobmi.

Visokozmogljiv nastavek



Nov visokozmogljiv nastavek AirFloss Pro/Ultra poveča učinkovitost naše tehnologije zraka in mikrokapljič, da je čiščenje učinkovitejše kot kadarkoli prej.

Število curkov



Delovanje AirFloss Pro/Ultra lahko prilagodite svojim željam tako, da nastavite, da pritisk aktivacijskega gumba povzroči en, dva ali tri curke.

Vedno pripravljeno na uporabo



Polnilna postaja ročaj samodejno napolni v manj kot 10 sekundah in zagotavlja energijo za ročaj, vanjo pa lahko shranite za do 2 tedna ustne vode.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela s sivimi odtenki

Napajanje

- Napetost: Večnapetostni polnilnik

Tehnične specifikacije

- Baterija: Za polnjenje
- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Čas polnjenja: 24 ur za polno napolnjenost

Servis

- Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

- Indikator baterije: LED-lučke na ročaju prikazujejo nivo baterije
- Ročaj: Tanka ergonomska zasnova
- Življenjska doba baterije: 1–3 tedne****
- Nastavek: Enostavna pritrditev in odstranitev

Priloženi predmeti

- Polnilnik: 1
- Polnilna postaja: 1
- Dodatna vratca za Extra AirFloss Ultra: 1
- Ročaj AirFloss Pro/Ultra: 1
- Nastavek AirFloss Pro/Ultra: 2

Učinkovitost čiščenja

- Zmogljivost: Odstrani do 99,9 % zobnih oblog**
- Pozitivni vplivi na zdravje: V 2 tednihboljša zdravje dlesni, Celotna usta očisti v 60 sekundah
- Klinično dokazani rezultati: Enako učinkovito kot nitkanje pri, izboljševanju zdravja dlesni, zmanjševanju krvavenja iz dlesni, odstranjevanju zobnih oblog
- Nastavljivo: Samodejno ali ročno brizganje curkov, En dva ali trije curki naenkrat***
- Za najboljše rezultate: Nastavek zamenjajte vsakih 6 mesecev



Datum izdaje 2022-09-12

Različica: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* sicer vam vrnemo denar

** Če pacienti z blagim do zmernim vnetjem dlesni AirFloss uporabljajo v kombinaciji z ročno zobno ščetko in protimikrobno ustno vodo, bo AirFloss pri ljudeh, ki neredno nitkajo, pomagal razviti zdravo navado medzobnega čiščenja. Za več informacij si preberite razdelek "Vprašanja in odgovori" v zavihku "Podpora".

*** Na mestih delovanja. V laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati v realnih okoliščinah se lahko razlikujejo

**** AirFloss Ultra in Pro sta enaka izdelka, ki pa sta lahko različno poimenovana glede na državo in kanal.

***** Odvisno od uporabljenih nastavitev curka