

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-
hambahari

DiamondClean

5 režiimi

Kaks harjapead

Laadimisklaas, reisivutlar



HX9392/39



Valgemad, tervemad hambad kogu eluks

Philips Sonicare'i Sonic-hambahari muudab hambad valgemaks

Philips Sonicare'i kõige elegantsem elektrooniline Sonic-hambahari muudab hambad valgemaks. Võtke kasutusele Philips Sonicare.

Proven to improve oral health

- Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga*
- Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari
- Valige 5 režiimi seast, sh poleerimisrežiim ja tundlik režiim
- Ohutu ja õrn teie suu vastu
- Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Disainitud ümbrusega sobivaks

- Lihtne alustamisprogramm aitab luua enda Philips Sonicare'i rutiini
- Taimerid tagavad 2 minutiga põhjaliku harjamise
- USB-reisivutlar ja laadimisklaas

Provides a superior clean

- Nurga all olev harjapea raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

Esiletõstetud tooted

Loomulikult valgemad hambad



Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratus saavutamiseks klõpsake külge W2 Optimal White'i harjapea. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.

Hüvasti hambakatt




Tihedalt paiknevad kvaliteetsed harjased eemaldavad kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari.

Hoolitsege igemete eest



Meie DiamondCleani optimaalse puhastamise tulemusena muutuvad igemed kahe nädalaga* tervemaks. Kuna igemepiirilt eemaldatakse käsihambaharjaga* võrreldes kuni seitse korda rohkem kattu, muutub teie naeratus säravamaks.

5 režiimi – leidke endale sobivaim




DiamondClean tagab iga päev värskuse ja puhtuse. Meie viis režiimi tagavad põhjaliku harjamise: Clean režiim – erakordse igapäevase puhtuse tagamiseks; Gum Care režiim – igemete õrnaks masseerimiseks; Polish režiim – naeratuse säravamaks muutmiseks; Sensitive režiim – igemete tundlike piirkondade õrnaks, kuid tõhusaks puhastamiseks; ja White režiim – ideaalne võimalus hambapinnalt laikude eemaldamiseks.

Lihtne hoiudada




Teie luksuslik USB-reisivutlar pakub ka täiendavat laadimisvõimalust, et aku liikvel olles tühjaks ei saaks. Asetage hambahari ümbrisse ja ühendage see oma sülearvuti või seinakontaktiga. Reisi ajal parema hügieeni tagamiseks hõlmab ka harjapea ümbrist. Kodus laadimiseks saate kasutada meie ilusat laadimisklaasi, mis lisab teie vannitoale stiili ja mida saate ka loputamisklaasina kasutada. Lihtsalt asetage hambahari klaasi ja saate hambaharja ühe laadimiskorraga kaks nädalat regulaarselt kasutada.

QuadPacer ja Smartimer




Hammaste põhjalikuks harjamiseks kulub kõigest 2 minutit. Meie QuadPacer annab teile tunda, kui olete iga suuosa puhastamiseks optimaalselt aega kulutanud, ja Smartimer annab helisignaaliga märku kui hambapesu aeg täis saab. Koos aitavad need teil iga kord soovitatud aja hambaid harjata.

Ligipääs raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse



DiamondCleani hambaharja ainulaadne kuju ja meie harjapead tagavad isegi raskesti ligipääsetavate kohtade (nt tagumiste hammaste) põhjaliku puhtuse.

Harjuge uue rutiiniga



Uue harjumuse omaksvõtmine võib aega võtta. Meie lihtsad alustamisprogrammid aitavad teil uue hambaharjaga järk-järgult harjuda – suurendage harjamisvõimsust aeglaselt esimese 14 kasutuskorra jooksul.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

Värv: Mustad, Roosa kuld

Võimsus

Pinge: 110–220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni 3 nädalat*

Aku tüüp: Liitiumioon

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Ekraan: Valgustatud ekraan

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Kaasolevad tarvikud

Reisivutlar: 2, USB-reisilaadija

Harjapead: 2 W2 Optimal White, standardne

Käepide: 2 DiamondCleani

Laadimisklaas: 1

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Talitlus: Eemaldab kuni 10× rohkem kattu*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Valgemad hambad: Muudab hambad kaks korda valgemaks*

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

Igemehooldus: Igemete õrnaks masseerimiseks

Poola: Hammaste poleerimiseks ja särama panemiseks

Tundlik: Hammaste ja igemete õrn puhastus

