

Philips Sonicare
Ирригатор для
межзубных промежутков
AirFloss Ultra

2 насадки



HX8432/03

Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**

Улучшает состояние полости рта

- Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**
- Удаляет до 99,9 % налета***
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

Технология высшего качества

- Высокоэффективная насадка
- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Настраиваемый режим тройного распыления


Простой способ эффективного очищения межзубных промежутков

- Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!
- Простой способ развить здоровую привычку
- Полная уверенность в свежести дыхания и чистоте полости рта — каждый день

PHILIPS
sonicare


Особенности

Удаляет до 99,9 % налета




AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

Технология использования мельчайших капелек воды



Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

Развивать здоровые привычки — это легко



Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss Ultra помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

Более здоровые десны



Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

Чистка всего за 60 секунд



С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

Свежесть и чистота благодаря ополаскивателю для полости рта



Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, ополаскивателем для полости рта или водой, установите кончик насадки у межзубного промежутка и начинайте чистку. Используйте

ополаскиватель для полости рта, чтобы добиться непревзойденной свежести и антибактериального эффекта.

Помогает предотвратить развитие кариеса



Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

Высокоэффективная насадка



Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капелек воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

Режим тройного распыления



Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

Характеристики

Дизайн и отделка

- Цвет: Черный

Мощность

- Напряжение: Универсальное зарядное устройство

Технические характеристики

- Батарея: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Продолжительность зарядки: 24 часа для полной зарядки

Обслуживание

- Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Удобство использования

- Индикатор батареи: Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
- Ручка: Изящный эргономичный дизайн
- Насадки: Легко фиксируются и снимаются
- Время работы батареи: 1-3 недели*****

В комплекте

- Зарядное устройство: 1
- Держатель для насадок: 1
- Щетка AirFloss Ultra: 1
- Насадка AirFloss Ultra: 2

Качество чистки

- Высокое качество: Удаляет до 99,9 % налета**
- Польза для здоровья: Улучшение состояния десен за 2 недели*, Очищение полости рта за 60 секунд
- Клинически доказанные результаты: Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити, для улучшения состояния десен, для уменьшения кровоточивости, для предотвращения образования налета.
- Настраиваемые режимы: Автоматическое или ручное распыление, Режим однократного/двойного/тройного распыления***
- Для максимального эффекта: Меняйте насадки каждые 6 месяцев



Дата выпуска 2022-11-01

Версия: 2.2.1

EAN: 08 71010 38307 26

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

** при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.

*** На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных * или вам вернут деньги

**** В зависимости от выбранного режима распыления ***** AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.