PHILIPS

sonicare

ソニッケアー クリーン ケアー

CleanCare

1つのモード

ブラシヘッド1本付属



HX3293/07



毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去

*1日2回、1回2分間使用の場合

電動歯ブラシを初めてお使いになる方に最適。 初めてでも安心のやさしい振動設計

Designed to clean where plaque hides

• 歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 3 倍除去

理想的な歯磨きをサポート

- 推奨ブラッシング時間に従って磨けるスマートタイマー
- イージースタート
- 磨き時間をタイマーでお知らせ

Helps improve gum health

• 歯ぐきの健康を推進**

Designed to optimize performance

- 使用時間
- 音波水流
- 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

Helps maintain white teeth

• ステインを除去し自然な白い歯へ

特長

最大 3 倍の歯垢を除去



歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 3 倍除去する 優れた洗浄力

歯ぐきの健康を推進**



やさしい音波水流で歯ぐきの健康を推進します。

ステインを除去し自然な白い歯へ



歯のステイン (着色汚れ) を除去し、自然な白さ に近づけます。

カドペーサーとスマートタイマー



カドペーサーは、口腔内の上下・表裏 4 つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

イージースタート



初心者にやさしくパワーを段階調整。最初の 14 回まではブラッシングパワーが低めに設定され、徐々に通常のパワーに上がっていきます。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド



ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、 e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。

使用時間



1回の充電で約10日間使用可能***

音波水流



振動と振幅により音波水流を発生させ、毛先の届 きにくい所(歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間)の 歯垢を除去します。

スマートタイマー



2 分間のオートストップ機能で、米国の歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

仕様

デザインと仕上げ

色: ライトブルー

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz(海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式 使用時間: 約 10 日間* バッテリーの種類: ニッケル水素充電池

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電池残量を表示 ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブ ラシヘッド

ハンドル: 人間工学に基づいたデザイン, 握りやすいゴム製グリップ

使用時間:約10日間*

内容·付属品

ハンドル: クリーンケアー1本充電器: 1ブラシヘッド: プロリザルツ プラークディフェンス1本

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分, 約 31,000 ブラシストローク/分 健康上の利点: 歯垢を除去 性能: 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー **ステイン除去効果**: 自然な白い歯に

モード

クリーン: 歯をキレイに

* ブラークディフェンスブラシヘッド使用時/Milleman J; Milleman K; Argosino K; Ou S; Souza S; Starke M; Wery S; Ward M. Data on file. October 2015 ** 電動歯ブラシは 手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します *** クリーンモ ードで、2 分間のブラッシングを 1日 2 回

© 2023 Philips Japan, Ltd. All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。



Philips Japan, Ltd.

発行日 2023 - 02 - 02 バージョン: 3.3.1

EAN: 08 71010 38197 90

記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。