


Philips Sonicare AirFloss
Pro/Ultra
Hambavahede puhastaja

DiamondCleani hambaharjaga
1 otsaku ja 1 harjapeaga
Laadimisklaas, reisivutlar



HX8491/01

Garanteeritult terved igemed 2 nädalaga*

Loodud ebaregulaarsetele hambavahede puhastajatele

Kui te hambavahesid regulaarselt ei puhasta, on AirFloss Ultra lihtsaim viis hambavahede tõhusaks puhastamiseks. AirFloss Ultra't saab kasutada suuvee või veega ja selle efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud.**

Improves oral health

- Efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud hambaniidiga võrdne**
- Kuni 99,9% katueemaldus***
- Aitab vältida hambauuke hambavahedes

Provides a superior clean

- Valige 5 režiimi seast, sh poleerimisrežiim ja tundlik režiim
- Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari

Superior technology

- Suure jõudlusega otsak
- Õhu ja veepiisakeste tehnoloogia


The easiest way to effectively clean between teeth

- Hõlbus viis tervisliku harjumuse alustamiseks
- Võtab vaid 60 sekundit: suunake, vajutage, puhastage!

PHILIPS
sonicare


Esiletõstetud tooted

Kuni 99,9% katueemaldus




AirFloss Pro/Ultra eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% katust.***

Veepiisakeste tehnoloogia



Meie kliiniliselt tõestatud tulemused on võimalikud tänu meie ainulaadsele tehnoloogiale, mis ühendab õhu suuvee või veega, puhastades võimsalt ja samas õrnalt hambavahed ja igemepiiri.

Lihne viis tervisliku harjumuse alustamiseks



Hambavahede puhastamine on üldise suuhügieeni seisukohast väga tähtis. AirFloss on hõlbus viis hambavahede põhjalikumaks puhastamiseks, aidates kujundada tervislikku harjumust.

Igemete parem tervis



Kliiniliselt on tõestatud, et Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra efektiivsus igemete tervise parandamisel on hambaniidiga võrdne.** Aitab parandada igemete tervist kõigest kahe nädalaga.

Aitab vältida hambauke



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra aitab vältida hambaukude teket hambavahedes, eemaldades õrna veejoo abil katu, mida ei saa eemaldada ainult harjates.

Suure jõudlusega otsak




Suure jõudlusega uue AirFloss Pro/Ultra otsak muudab meie õhu ja veepiisakeste tehnoloogia tõhusamaks kui kunagi varem.

Puhastab vaid 60 sekundiga



AirFloss Pro/Ultra abil kulub kogu suu puhastamiseks vähem kui 60 sekundit päevas. Valige lihtsalt pulseerimissagedus (ühe-, kahe- või kolmekordne) ja vajutage aktiveerimisnuppu, et saavutada järjestikused automaatsed impulsid, või vajutage ja vabastage, et kasutada käsitsirežiimi.

5 režiimi – leidke endale sobivaim



DiamondClean tagab iga päev värskuse ja puhtuse. Meie 5 režiimi tagavad põhjaliku harjamise: puhastusrežiim – erakordse igapäevase puhtuse tagamiseks; igemete hoolitsusrežiim – igemete õrnaks masseerimiseks; poleerimisrežiim – naeratuse säravamaks muutmiseks; tundlik režiim – igemete tundlike piirkondade õrnaks, kuid tõhusaks puhastamiseks; ja valgendusrežiim – ideaalne võimalus hambapinnalt laikude eemaldamiseks.

Jätke hambakatuga hüvasti



Tihedalt paiknevad kvaliteetsed harjased eemaldavad kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värv: Hallide varjunditega valge

Võimsus

- Pinge: Mitmevoldiline laadija

Tehnilised andmed

- Aku: Laetav
- Aku tüüp: Liitiumioon
- Laadimisaeg: Täislaadimiseks kulub 24 tundi

Hooldus

- Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

- Käepide: Peenike, ergonomiline disain
- Ekraan: Valgustatud ekraan
- Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead
- Akunäidik: Käepideme LED-tuled näitavad laetuse taset
- Hambaharjapea: Lihtne külgeklõpsata ja eemaldada

Kaasasolevad tarvikud

- Laadija: 1
- Reisivutlar: USB-reisilaadija
- Harjapead: 1 DiamondCleani tavaline
- Käepide: 1 DiamondClean
- Laadimisklaas: 1

- AirFloss Ultra käepide: 1
- Otsak: 1

Puhastusjõudlus

- Kasu tervisele: Puhastab kogu suu 60 sekundiga, Parandab igemete tervist kahe nädalaga*
- Talitus: Eemaldab kuni 99,9% katust**
- Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis
- Kliiniliselt tõestatud tulemused: Sama tõhus kui hambaniit, igemete tervise parandamiseks, katu vähendamiseks, igemete veritsuse vähendamiseks
- Kohandatavad seadistused: Automaatvoog või käsitsirežiim, Ühe-, kahe- või kolmekordse impulss***
- Parimate tulemuste saavutamiseks: Vahetage otsakut iga 6 kuu järel
- Valgemad hambad: Muudab hambad kaks korda valgemaks*
- Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Režiimid

- Puhastamine: Igapäevaseks tiptasemel puhastamiseks
- Igemehooldus: Igemete õrnaks masseerimiseks
- Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt
- Poola: Hammaste poleerimiseks ja särama panemiseks
- Tundlik: Hammaste ja igemete õrn puhastus



Väljalaske kuupäev
2023-01-14

Versioon: 2.0.1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* või saate raha tagasi.

** Kasutades kerge kuni mõõduka igemepõletikuga patsientidel koos käsihambaharja ja antimikroobse suuveega: AirFloss aitab ebaregulaarsetel hambaniidil kasutajatel välja arendada tervisliku hambavahede puhastusrutiini. Lisateavet leiate vahekaardi Tugi jaotisest. Korduma kippuvad küsimused.

*** Töödeldud piirkondades; laboratoorses uuringus, reaalses suus saavutatavad tulemused võivad erineda