

Philips Sonicare  
AirFloss Ultra – přístroj  
mezizubní hygieny

s kartáčkem ProtectiveClean,  
Zabudovaný tlakový senzor  
1 režim čištění  
1 x funkce BrushSync

HX8443/71



## Zdravější dásně za 2 týdny\*\*, zaručeno\*

Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Přístroj AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* je pro ty, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezizubních prostor. AirFloss Pro/Ultra lze používat s čistou vodou nebo antimikrobiální ústní vodou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.\*\*

### Improves oral health

- Klinické studie dokázaly stejnou efektivitu pro dásně jako u zubní niti\*\*
- Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku\*\*\*
- Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu mezi zuby

### Innovative technology

- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
- Jemné upozornění, že máte zmírnit
- Zlepšuje zdraví dásní již během 2 týdnů
- Pacienti využijí své kartáčkové hlavice co nejučinněji
- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

### Superior technology

- Vysoce výkonná tryska
- Technologie mikrokapiček vody a vzduchu
- Vyberte jednoduchý, dvojitý nebo trojitý prostrhik

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Přednosti

### Zlepšuje zdraví dásní




Kartáčková hlavice i InterCare má extra dlouhá, hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna, která si poradí s hluboko ukrytým mezizubním plakem. Je klinicky prokázáno, že snižuje výskyt krvácení a zánětu dásní již během dvou týdnů.

### Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

### Automatické upozornění na potřebu výměny



Všechny kartáčkové hlavice se časem opotřebují. O to jsme se také postarali: naše chytrá technologie pro rozpoznání čištění sleduje, jak dlouho pacienti používají kartáčkové hlavice a jakou silou si čistí zuby. Až nastane čas výměny, upozorní je světélko na těle kartáčku. Díky tomu mohou mít jistotu, že

jejich kartáčková hlavice bude vždy vykonávat prvotřídní práci.

### Příliš velký tlak?




Pacienti si nemusí všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačí, ale jejich kartáček ano. Pokud pacienti na dásně vyvíjejí příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že mají tlak zmírnit.

### Technologie Philips Sonicare




Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

### Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku



AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst.\*\*\*

### Technologie mikrokapiček



Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs vzduchu a mikrokapiček ústní vody nebo obyčejné vody k účinnému a současně jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

### Pro zdravější dásně



Podle klinických studií tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra zlepšuje zdraví dásní stejně jako zubní nit.\*\* Stav dásní lepší za pouhé dva týdny.

### Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu



Jemným odstraňováním plaku, které čištění neodstranilo, pomáhá tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra předcházet tvorbě kazů mezi zuby.

# Specifikace

## Spotřeba

- Napětí: Vícenapět'ová nabíječka

## Technické údaje

- Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny
- Baterie: Nabíjecí
- Typ baterie: Lithium-iontová
- Doba nabíjení: Úplné nabití za 24 hodin

## Design a provedení

- Barva: Bílá s nádechem šedé, Polomodrá

## Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka

## Snadné použití

- Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie, Kontrolky LED na těle ukazují úroveň nabití
- Rukojeť: Tenký ergonomický design
- Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku
- Výdrž baterie: 1–3 týdny\*\*\*\*
- Výdrž baterie: Až 2 týdny
- Nástavec trysky: Snadné nasazení a sejmutí
- Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

## Balení obsahuje

- Rukojeť: 1 ProtectiveClean
- Kartáčkové hlavice: 1 ks InterCare, standardní velikost, 1 ks W2 Optimal White, kompaktní velikost

- Nabíječka: 1
- Tělo AirFloss Pro/Ultra: 1
- Tryska AirFloss Pro/Ultra: 1

## Výkon čištění

- Výkon: Odstraňuje až 99,9% plaku\*\*
- Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu
- Přínos pro zdraví: Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu, Mezizubní hygiena vám zabere pouhých 60 vteřin, Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů
- Klinicky prokázané výsledky: Stejně efektivní jako zubní nit, pro zlepšení zdraví dásní, pro odstranění zubního plaku, pro snížení krvácení dásní
- Přizpůsobitelné nastavení: Na výběr manuální či automatické prostríkování, Jednoduchý / dvojí / trojí prostríků\*\*\*
- Časovač: Quadpacer a SmarTimer
- Pro nejlepší výsledky: Trysku měňte každých 6 měsíců
- Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění

## Režimy

- Clean: Pro výjimečné každodenní čištění
- 2 nastavení intenzity: Nízká, Vysoká

## Technologie Smart Sensor

- Připomenutí výměny technologie BrushSync: Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku
- Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění



Datum vydání 2023-11-14

Verze: 17.0.2

EAN: 87 10103 86155 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* nebo vám vrátíme peníze

\* při používání manuálního kartáčku a antimikrobiální ústní vody u pacientů se střední a mírnou gingivitidou; AirFloss Ultra je navržen, aby pomohl nepravidelným uživatelům mezizubní niti vyvinout zdravou denní rutinu mezizubního čištění. Bližší informace najdete na stránce [www.philips.com/airfloss/faq](http://www.philips.com/airfloss/faq).

\* \*V laboratorní studii, konkrétní výsledky v ústní dutině se mohou lišit.

\* \* \* \* AirFloss Ultra a Pro jsou stejné výrobky, ale mohou být jinak pojmenovány v závislosti na zemi či kanálu.

\* \* \* \* v závislosti na použitém nastavení prostríku