

Philips Sonicare  
AirFloss Ultra – почиства  
междузъбното  
пространство

с ProtectiveClean,  
Вграден сензор за натиск  
1 режим на чистене  
1 функция BrushSync

HX8443/71



## Гарантирано\* по-здрави венци за 2 седмици\*\*

Създаден за тези, които не са особено постоянни в почистването с конец

За тези, които не почистват с конец редовно, AirFloss Ultra\*\*\*\* е най-лесният начин за ефективно почистване между зъбите. AirFloss Ultra може да се използва с вода за уста или вода и клинично доказано има същата ефективност за здравето на венците като конца.\*\*

### Подобрява здравето на устната кухина

- Клинично доказано също толкова ефективен за здравето на венците, колкото и конецът за зъби\*\*
- Премахване на до 99,9% плака\*\*\*
- Подпомага предотвратяването на кариеси между зъбите

### Иновативна технология

- Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката
- Деликатно напомняне за по-лек натиск
- Подобрява здравето на венците само за 2 седмици
- Пациентите извличат максимума от техните глави на четка
- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

### Висококачествена технология

- Технология с въздух и микроскопични водни капки
- Високоэффективен накрайник
- Настройка за тройно впръскване

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Акценти

### Подобрява здравето на венците




Главата на четка i InterCare предлага по-дълги, по-гъсто разположени, висококачествени косъмчета, за да се справи със скритата между зъбите плака. Клинично е доказано, че намалява кървенето на венците и възпалението само за две седмици.

### Технология BrushSync



Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява смарт напомняния за смяна.

### Интелигентни напомняния за смяна



Всички глави на четки се износват с времето. Но ние сме помислили и за това: нашата смарт технология за разпознаване на четката проследява колко дълго пациентите са използвали главата на четката и колко силно са миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката. По този начин

можете да сте сигурни, че вашата глава на четката си върши добре работата.

### Прекалено голям натиск?




Пациентите може да не забележат, ако натискат прекалено силно, но четката за зъби ще забележи. Ако пациентите започнат да натискат венците си прекалено силно, четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да не натискате толкова много.

### Технология Philips Sonicare




Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

### Премахване на до 99,9% плака




AirFloss Ultra премахва до 99,9% от плаката в третираните области.\*\*

### Технология с микрокапки



Клинично доказаните ни резултати са възможни благодарение на уникалната ни технология, която комбинира въздух и вода за уста или вода за мощно, но нежно почистване между зъбите и по линията на венца.

### По-добро здраве на венците



Накрайникът Philips Sonicare AirFloss Ultra клинично доказано подобрява здравето на венците също толкова, колкото и конецът.\*\* Помага за подобряването на здравето на венците само за две седмици.

### Подпомага предотвратяването на кариеси



Чрез леко разкъсване на плаката, която миенето с четка пропуска, накрайникът Philips Sonicare AirFloss Ultra помага за предотвратяването на формирането на кариеси в пространствата между вашите зъби.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло със сиви акценти, Умерено синьо

## Захранване

- Напрежение: Мултистандартно зарядно устройство

## Технически спецификации

- Батерия: Акумулаторна
- Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): До 2 седмици
- Тип батерия: Литиево-йонна
- Време на зареждане: 24 часа за пълно зареждане

## Сервиз

- Гаранция: 2 години ограничена гаранция

## Лесна употреба

- Индикатор за батерията: Светлинният индикатор показва състоянието на батерията, LED индикаторите на дръжката показват нивото на заряда
- Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на главите с щракване
- Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
- Време за почистване: До 2 седмици
- Накрайник: Лесно поставяне и сваляне
- Живот на батерията: 1 – 3 седмици\*\*\*\*
- Напомняне за замяна: За да гарантира винаги най-добри резултати, иконата за напомняне светва

## Включени в комплекта

- Дръжка: 1 ProtectiveClean
- Зарядно устройство: 1
- Глави за четка: 1 i InterCare стандартна, 1 W2c

- Optimal White compact
- Дръжка AirFloss Ultra: 1
- Накрайник AirFloss Ultra: 1

## Работни показатели при почистване

- Лечебен ефект: Помага за намаляване на кариесите, Почиства цялата уста за 60 сек, Подобрява здравето на венците само за две седмици
- Скорост: До 62 000 движения на четката/мин
- Работни характеристики: Премахва до 99,9% плака\*\*
- Клинично доказани резултати: Ефективен като конец, за подобряване на здравето на венците, за намаляване на плаката, за намаляване на кървенето на венците
- Персонализирани настройки: Автоматично впръскване или ръчно впръскване, Единично/двойно/тройно впръскване\*\*\*
- Таймер: QuadPacer и SmartTimer
- За най-добри резултати: Сменяйте накрайника на всеки 6 месеца
- Обратна връзка при натиск: Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

## Режими

- Clean: За изключително ежедневно почистване
- 2 степени на интензивност: Ниски, Високо

## Технология с интелигентен сензор

- Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено силно натискане на четката
- Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката



Дата на издаване  
2023-01-12

Версия: 17.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* или ви връщаме парите

\* при използване заедно с ръчна четка за зъби и антимикробна вода за уста при пациенти с лек до умерен гингивит. AirFloss е проектирана да помага на лицата, които не почистват редовно с конец, да развият здравословни навици за ежедневно почистване на междузъбните пространства. За повече информация посетете [www.philips.com/airfloss/faq](http://www.philips.com/airfloss/faq).

\*\* Лабораторно изследване, реалните резултати е възможно да се различават.

\*\*\* AirFloss Ultra и Pro са един и същ продукт, но е възможно да са с различно име в зависимост от държавата и канала.

\*\*\*\* в зависимост от използваната настройка за впръскване