

PHILIPS

sonicare

음파칫솔

HealthyWhite+

2가지 모드

6가지 개인별 맞춤 설정

칫솔모 2개



HX8922/90



단 1주일 만에 치아착색을 최대 100% 더 제거*

*일반칫솔 대비

착색을 유발하는 음식과 음료를 포기하지 않고도 매일 자신 있게 미소 지을 수 있습니다. 필립스 소닉케어 충전식 음파칫솔은 치아 착색 제거 효과로 단 일주일 만에 치아의 얼룩을 최대 100% 더 제거*할 수 있음이 증명되었습니다.

검증된 구강 건강 개선

- 단 2주 만에 잇몸 건강 개선
- 일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그 제거
- 일반 칫솔 대비 최대 2배 더 많은 착색 제거*

치과 전문가가 추천하는 양치법을 준수하도록 가이드

- 퀘드페이스의 30초 타이머로 꼼꼼한 양치
- 2분 타이머가 권장 양치 시간을 준수하도록 도움을 줌

뛰어난 세정력

- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술
- 다이아몬드클린 전동칫솔모로 완성되는 탁월한 착색 제거 효과

구강 상태에 따른 맞춤식 양치모드 제공

- 6가지 개인별 맞춤 설정
- 세정 및 화이트 모드: 입증된 착색 제거 효과

주요 제품

치아 착색 제거 효과



필립스 소닉케어 음파칫솔은 단 일주일 만에 치아의 얼룩을 최대 2배 더 제거합니다.

다이아몬드클린 칫솔모



다이아몬드클린 칫솔모는 필립스 소닉케어의 탁월한 착색 제거 효과를 보여주는 칫솔모입니다. 다이아몬드 모양으로 커팅된 칫솔모가 효과적이면서도 부드럽게 플라그를 제거해 줍니다. 필립스 소닉케어 음파 칫솔은 일반 칫솔에 비해 탁월한 세정 능력과 치아 착색 제거 효과를 제공합니다.

세정 및 화이트 모드



2분의 세정 모드는 탁월한 플라그 제거 효과를 선사합니다(치과 전문가가 권장하는 양치 시간). 화이트 모드는 치아 표면의 착색을 제거하며 환하고 빛나는 치아 만들어 드립니다. 커피, 차, 담배 및 레드

와인 등으로 인한 치아의 착색을 제거해 주어 2주 만에 치아가 두 단계까지 밝아지는 효과를 확인할 수 있습니다.

6가지 개인별 맞춤 설정



착색 제거에 특화된 필립스 소닉케어는 일반 세정 모드 및 화이트 모드와 3단계 강도를 적절하게 적용하여 탁월한 세정력과 최대의 편안함을 선사합니다.

최대 7배 더 우수한 플라그 제거




입 안쪽의 닦기 어려운 부분까지 구석구석 닦아 주어 일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그를 제거합니다.

잇몸 건강 개선



필립스 소닉케어 음파 칫솔은 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 적절하게 세정하여 단 2주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 가져다 줍니다.

퀵드레이서



간격 타이머가 구강 내부를 4구역으로 나누어 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려 주어 구강 전체의 고른 양치가 가능합니다.

스마트 타이머



필립스 소닉케어 음파칫솔에 2분 타이머가 있어 치과 전문가가 권장하는 양치 시간을 준수하는 데 도움이 됩니다.

단 하나의 진정한 음파 기술



필립스 소닉케어 음파 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.



사양

소비전력

전압: 110~220V

기술 사양

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 최대 3주**

배터리: 충전식

배터리 유형: 리튬 이온

디자인 및 마감

색상: 화이트

서비스

보증: 구입 후 2년

편리한 사용

핸들: 슬림한 인체공학적 디자인

칫솔모 시스템: 탈부착이 쉬운 클릭온 칫솔모

배터리 표시등: 표시등이 배터리 상태를 나타냄

양치 시간: 최대 3주**

구성품

핸들: 헬시화이트 플러스 2개

충전기: 1개

칫솔모: 다이아몬드클린 스탠다드형 2개

여행용 케이스: 2

세정 성능

구강 건강 관리 효과: 단 2주 만에 잇몸 건강 개선

속도: 분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임

성능: 최대 2배 더 많은 플라그 제거

착색 제거 효과: 2주 만에 치아를 최대 2단계 더 밝게

타이머: 퀴드페이스어 및 스마트 타이머

모드

세정: 매일매일 깨끗한 양치

3단계 강도 조절: 낮음, 일반, 높음

화이트: 치아 표면 착색 제거

