

Philips Sonicare
AirFloss Ultra – prístroj na
medzizubnú hygienu

so zubnou kefkou HealthyWhite+
s 1 tryskou a 1 kefkovým
nástavcom



HX8492/46

Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*

Vyrobené pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne

AirFloss Ultra**** je najjednoduchším riešením na účinné čistenie medzizubných priestorov pre tých, ktorí pravidelne nepoužívajú zubnú niť. AirFloss Ultra je možné používať spolu s ústnou alebo čistou vodou a je klinicky overené, že je rovnako účinný pre zdravie ďasien ako zubná niť.**

Improves oral health

- Klinicky overená rovnaká účinnosť pre zdravie ďasien ako zubná niť***
- Odstraňuje až 99,9 % povlaku***
- Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch

Provides a superior clean

- Vyberte si spomedzi 2 režimov a 3 stupňov nastavenia intenzity

Superior technology

- Vysoko výkonná tryska
- Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek
- Vlastné nastavenia trojitého prestreku


The easiest way to effectively clean between teeth

- Trvá to len 60 sekúnd: nasmerujte, stlačte a čistite!
- Jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť zdravý návyk

PHILIPS
sonicare

Hlavné prvky

2 režimy, 3 stupne intenzity



Zubná kefka HealthyWhite+ vám umožní prispôsobiť čistenie presne podľa vašich požiadaviek. Zlepšite účinok čistenia prostredníctvom 3 nastavení intenzity v kombinácii s 2 režimami, vďaka čomu táto kefka splní vaše potreby, čo sa týka bielenia a čistenia. Vyberte si režim Clean – na výnimočne účinné odstránenie zubného povlaku za 2 minúty, alebo režim White – určený na odstraňovanie povrchových škvŕn spôsobených napríklad kávou alebo čajom a vybielenie zubov až o 2 odtiene iba za 2 týždne.

Odstraňuje až 99,9 % povlaku



AirFloss Ultra odstráni až 99,9 % povlaku z ošetrovaných miest.**


Technológia mikrovapôčok



Naše klinicky overené výsledky sú možné vďaka jedinečnej technológii, ktorá kombinuje vzduch a ústnu alebo čistú vodu na silné a


zároveň jemné čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien.

Jednoduchý začiatok zdravého návyku



Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss Ultra predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky.

Zdravšie ďasná



Je klinicky overené, že prístroj medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra zlepšuje zdravie ďasien rovnako ako zubná niť.** Pomáha zlepšiť zdravie ďasien už do dvoch týždňov.

Vyčistí len za 60 sekúnd



Vďaka AirFloss Ultra trvá vyčistenie celých úst menej ako 60 sekúnd denne. Jednoducho si vyberte frekvenciu prestreku (jednoduchý, dvojité alebo trojité) a stlačením a podržaním aktivačného tlačidla spustíte nepretržitý automatický prestrek alebo stlačením

a uvoľnením tlačidla spustíte manuálny režim prestreku.

Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu




Jemným vypláchnutím povlaku, ktorý nebol odstránený zubnou kefkou, pomáha prístroj medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch.

Vysoko výkonná tryska



Nová vysokovýkonná preplachovacia tryska AirFloss Ultra zvyšuje výkon našej technológie na báze zmesi vzduchu a mikrovapôčok a je ešte účinnejšia a efektívnejšia ako kedykoľvek predtým.

Prispôsobenie trojitého prestreku



Vysokovýkonné striekanie trysky AirFloss Ultra je možné nastaviť podľa vašich predstáv na jednoduchý, dvojité alebo trojité prúd pri každom stlačení aktivačného tlačidla.

Technické údaje

Príkon

- Napätie: 110 – 220 V, Multinapäťová nabíjačka

Technické špecifikácie

- Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 3 týždne**
- Batéria: Nabíjateľná
- Typ batérie: Lítium-iónová
- Čas nabíjania: 24 hodín na úplné nabitie

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela

Servis

- Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

- Telo: Štíhly ergonomický tvar
- Ukazovateľ stavu batérie: Diódy LED na rukoväti zobrazujú úroveň nabitia, Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie
- Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením
- Prídavný nástavec: Ľahko sa nasúva a odpája
- Životnosť batérie: 1 – 3 týždne****
- Čas čistenia: Až 3 týždne**

Príbalené príslušenstvo

- Kefkové nástavce: 1 ks DiamondClean, štandardná

veľkosť

- Telo: 1 HealthyWhite+
- Nabíjacia jednotka: 1
- Rúčka AirFloss Ultra: 1
- Tryska AirFloss Ultra: 1

Výsledky čistenia

- Prínosy pre zdravie: Vyčistí celé ústa za 60 s, Zdravšie ďasná do 2 týždňov*, Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne
- Frekvencia: Až 31 000 sterov kefky za minútu
- Charakteristika: Odstraňuje až 99,9 % povlaku**
- Klinicky overené výsledky: Rovnako účinné ako zubná niť, na zlepšenie zdravia ďasien, na redukciu povlaku, na redukciu krvácania ďasien
- Prispôsobiteľné nastavenia: Automatický alebo manuálny prestrek, Jednoduchý/dvojitéj/trojitéj prestrek***
- Prínosy pre bielenie zubov: Vybieli zuby až o 2 odtiene za 2 týždne
- Časovač: Quadpacer a SmarTimer
- Pre tie najlepšie výsledky: Vymeňte trysku každých 6 mesiacov

Režimy

- Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu
- 3 stupne intenzity: Vysoká, Nízka, Stredná
- Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie



Dátum vydania
2023-05-18

Verzia: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* alebo Vám vrátíme peniaze

** Na ošetrovaných oblastiach; v laboratórnej štúdií. Skutočné výsledky dosiahnuté v ústach sa môžu líšiť

** ak sa používa spolu s manuálnou zubnou kefkou a antimikrobiálnou ústnou vodou u pacientov s miernym až stredne vážnym zápalom ďasien; ústna sprcha AirFloss má slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne, aby si vytvorili každodenný zdravý návyk čistenia medzizubných priestorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede na karte Podpora.

*** AirFloss Ultra a Pro sú rovnaké výrobky, avšak môžu byť rozdielne pomenované v závislosti do krajiny a kanála.

**** v závislosti od použitého nastavenia striekania