




Philips Sonicare  
AirFloss Ultra - Microjet  
interdentaire

Avec manche  
ProtectiveClean 4500  
1 canule  
1 tête de brosse



HX8424/30

## Des gencives plus saines en 2 semaines

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra\*\*\*\* est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.\*\*

### Améliore la santé bucco-dentaire

- Des études cliniques ont prouvé une efficacité équivalente au fil dentaire pour la santé des gencives.\*\*
- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire\*\*\*
- Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires

### Optimisez votre brossage

- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes
- Modes Clean et White

### Technologie avancée

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Canule haute performance
- Réglages personnalisables triple jet

### Nettoie simplement et efficacement les espaces interdentaires

- Pour prendre facilement de bonnes habitudes

**PHILIPS**  
sonicare


## Points forts

### Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé que l'AirFloss Ultra de Philips Sonicare améliore la santé des gencives autant que le fil dentaire.\*\* Des gencives plus saines en seulement deux semaines.

### Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire




AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.\*\*\*

### Aide à réduire les caries




En éliminant en douceur la plaque dentaire oubliée lors du brossage, AirFloss Ultra de Philips Sonicare aide à prévenir la formation de caries entre les espaces interdentaires.

### Technologie de micro-gouttelettes




Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

### Canule haute performance



La nouvelle canule haute performance AirFloss Ultra amplifie la puissance de notre technologie qui allie air et micro-gouttelettes, pour une efficacité inégalée.

### Personnalisation triple jet



Personnalisez le puissant jet de votre AirFloss Ultra selon vos préférences, en optant pour des jets simples, doubles ou triples à chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'activation.

### Nettoie en 60 secondes seulement




Avec AirFloss Ultra, vous nettoyez la totalité de votre bouche en moins de 60 secondes par jour. Il vous suffit de sélectionner la fréquence du jet (simple, double ou triple). Maintenez le bouton d'activation enfoncé pour des jets continus automatiques, ou appuyez ponctuellement sur ce bouton pour le mode de jet manuel.

### Une bouche fraîche et propre avec du bain de bouche



Versez du bain de bouche ou de l'eau dans le réservoir du manche, positionnez la pointe de guidage, et appuyez sur le bouton. Utilisez du bain de bouche pour une fraîcheur ultime associée à une action anti-microbienne.

### Prenez facilement de bonnes habitudes



Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser et offrant un nettoyage en profondeur, AirFloss permet de prendre de bonnes habitudes.

# Caractéristiques

## Alimentation

- Tension: Chargeur multitenion

## Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Type de batterie: Lithium ION
- Temps de charge: Charge complète en 24 heures

## Design et finition

- Couleur: Blanc avec des touches de gris, Blanc et bleu ciel

## Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Indicateur d'autonomie: LED sur le manche indiquant le niveau de charge
- Autonomie de la batterie: 1 à 3 semaines\*\*\*\*\*
- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

## Accessoires inclus

- Têtes de brosse: 1 W2 Optimal White
- Chargeur: 1
- Manche: 1 ProtectiveClean

- Manche AirFloss Ultra: 1
- Canule AirFloss Ultra: 1

## Performances de brossage

- Performances: Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire\*\*
- Bénéfices santé: Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes, Des gencives plus saines en 2 semaines\*
- Résultats cliniquement prouvés: Aussi efficace que le fil dentaire, pour des gencives plus saines, pour une réduction de la plaque dentaire, pour réduire le saignement des gencives
- Réglages personnalisables: Auto-burst ou jet manuel, Jet simple/double/triple\*\*\*
- Pour des résultats optimaux: Remplacer la canule tous les 6 mois

## Modes

- Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
- Blanc: Élimine les taches à la surface des dents

## Technologie de capteur intelligent

- Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse



Date de publication  
2024-04-20

Version: 3.0.2

EAN: 87 10103 89126 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Satisfait ou remboursé

\*\* \* Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.

\*\*\* Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.

\*\*\*\* Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.

\*\*\*\*\* Selon le réglage du jet