

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка – Trial

FlexCare Platinum

3 режими, 3 рівні інтенсивності

2 насадки для щітки

Із сенсором тиску

Дезінфікуючий блок, УФ-лампа д/
насадок



HX9142/32



Їхні техніки можуть відрізнятись, але не результати Наша перша щітка з технологією адаптивного чищення

В основі нашої технології адаптивного чищення є два компоненти – інноваційна насадка для щітки AdaptiveClean та інтуїтивний сенсор тиску. Обидва компоненти допомагають чистити розумніше, а не сильніше.

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Quadpacer
- Smartimer
- Дезінфікуючий блок з УФ-лампкою

Створено для вас

- Насадка для щітки InterCare

Guides you to follow dental recommendations

- Інтуїтивний сенсор тиску

Забезпечує бездоганне чищення


- Насадка для щітки AdaptiveClean
- Персоналізоване чищення
- Запатентована технологія зубної щітки Sonicare

Offers a customized brushing experience

- Новий режим ретельного чищення: справляйтеся зі складними місцями без проблем

Основні особливості

Насадка для щітки AdaptiveClean




М'які, гнучкі гумові краї дозволяють щетинкам пристосовуватися до унікальної форми зубів та ясен пацієнтів для забезпечення у 4 рази кращого контакту з поверхнею*. Завдяки гнучкості насадки для щітки щетинки лагідно переміщуються вздовж лінії ясен та поглинають зайвий тиск на щітку. Вдосконалений рух забезпечує унікальне відчуття у роті та бездоганне чищення вздовж лінії ясен та у важкодоступних місцях*. Доведено, що ця щітка видаляє у 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях, ніж звичайна зубна щітка*.

Насадка для щітки InterCare



Надзвичайно довгі, щільні щетинки проникають глибше між зубами, щоб усунути значно більше нальоту* з міжзубних щілин. Ідеальний варіант для пацієнтів із кровоточивими яснами або підвищеним ризиком запалення ясен.

Інтуїтивний сенсор тиску



У разі надто сильного тиску ручка легенько пульсує, повідомляючи про надто сильне чищення, для забезпечення належної техніки. Дослідження


пацієнтів у США показало, що 7 з 10 користувачів, які сильно тиснули на зуби, зменшили натиск завдяки сповіщенню сенсора.

Режим ретельного чищення



Наш цілком новий режим ретельного чищення забезпечує виняткове чищення у важкодоступних місцях. Завдяки унікальному руху насадки для щітки у цьому режимі та збільшеному до трьох хвилин часу чищення цей режим є ідеальним варіантом, якщо Ви хочете приділити особливу увагу проблемним місцям.

Персоналізоване чищення



Три налаштування інтенсивності та три режими чищення забезпечують оптимальний комфорт та ефективність для більш персоналізованого чищення й відповідності. Трихвилинний режим ретельного чищення гарантує виняткове чищення у важкодоступних місцях. Це ідеальний режим для пацієнтів, яким потрібно приділяти особливу увагу проблемним місцям.

Дезінфікуючий блок з УФ-лампою




Знищує до 99% бактерій та вірусів*. Може бути доступний як аксесуар з одним із існуючих артикулів.

Smartimer



Двохвилинний таймер допомагає досягнути рекомендованої професіоналами тривалості чищення.

Quadpacer



30-секундний таймер часового інтервалу сприяє ретельному чищенню кожного сектора у роті.

Звукова технологія



Гарантує потрапляння рідини між зуби та вздовж лінії ясен для потужного, але лагідного чищення.

Специфікації

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 3 тижнів**

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Платиново-сірий

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Дисплей: Дисплей із підсвіткою

Система насадок для щітки: Прості знімні насадки для щітки

Час чищення: До 3 тижнів***

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standard

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ручки щітки: 1 FlexCare Platinum

Дорожній футляр: 1

Дезінфікуючий блок з УФ-лампкою: 1

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Покращення стану ясен лише за два тижні

Ефективність: Усуває до 10 разів більше нальоту*

Датчик тиску: Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

Переваги відбілювання: Дозволяє усунути пігментацію природним способом

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

3 рівні інтенсивності: Високий, Низький, Середній

Ретельне чищення: Для освіжаючого ретельного чищення

Білий: Усуває поверхневі плями



* Порівняно з насадкою для щітки DiamondClean

* Порівняно зі звичайною зубною щіткою

* Дані додаються

* Після одного разу використання кожної зубної щітки порівняно з Oral-B 3000/6000 CrossAction

*** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин