

# PHILIPS

IPL  
Haarentfernungssystem

Lumea Essential

Nur zur Anwendung am Körper

15 Minuten für beide  
Unterschenkel

Lebensdauer >/>  
100.000 Lichtimpulse

Extra langes Kabel

 Product Picture

SC1992/00



## Der beste Weg, um das Nachwachsen von Haaren zu verhindern für glatte Haut zu Hause

Das Philips Lumea IPL Haarentfernungssystem vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

### **Lang anhaltend glatte Ergebnisse**

- Einfach wirksam
- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

### **Haarentfernung mit IPL-Technologie**

- Zur sicheren Verwendung zu Hause

### **Sanft und effektiv, selbst bei empfindlicher Haut**

- Zur Anwendung am Körper
- An Ihren Hauttyp anpassbar
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen
- Größerer Körperaufsatz für schnelle Anwendung
- "Slide and Flash"-Modus für eine komfortablere Anwendung

### **Kompaktes Design mit Kabel**

- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten

# Besonderheiten

## Genießen Sie jeden Tag glatte Haut



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

## Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.

## IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer auf lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips

arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.

## 5 Lichtintensitätseinstellungen



Philips Lumea bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen.

## Anwendungsbereiche



Körperhaare an Körperpartien unterhalb des Halses effektiv entfernen: Beine, Achselhöhlen, Bikinizone, Arme und Bauch.

## Größerer Körperaufsatz, 4cm<sup>2</sup>



Größerer Körperaufsatz ermöglicht schnelle Behandlung großer Körperpartien, z. B. Ihrer Beine.

## "Slide and Flash"-Modus



Hauptanwendungsmodus ermöglicht gleitende Bewegung für eine komfortablere und gleichmäßige Anwendung.


## Keine Ersatzteile notwendig



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Was noch wichtiger ist: Es muss kein Ersatzleuchtmittel oder Gel verwendet werden.

## Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Philips Lumea ist NICHT geeignet für dunkle Haut.

# Daten

## Anwendungsbereiche

**Körperbereiche:** Arme, Beine, Bauch, Bikini, Achselhöhlen

## Sicherheit und anpassbare Einstellungen

**Integrierter UV-Filter:** Schützt die Haut vor UV-Licht

**5 Lichtenergieeinstellungen:** An Ihren Hauttyp anpassbar

**Integriertes Sicherheitssystem:** Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

## Anwendungsmodus

**Schieben und blinken:** Für komfortable Anwendung

**Schritt und Blitzen:** Für die Behandlung

kurviger Bereiche

**Schnurgebundene / schnurlose Verwendung:** Mit Kabel

## Leistung

**Spannung:** 100-240 V

## Technische Daten

**Hochleistungslampe:** Bietet <gt/> 100.000 Lichtimpulse

## Aufsätze

**Körperaufsatz (4 cm<sup>2</sup>):** Für den Gebrauch unterhalb des Halses

## Bedienung

**Gewährleistung:** 2 Jahre Garantie

## Artikel enthalten

**Gebrauchsanweisung:** Schnellstartanleitung, Bedienungsanleitung

**Lager:** Aufbewahrungsetui

**Adapter:** 24 V/1500 mA

## Anwendungszeit

**Unterschenkel:** 8 Min.

**Achsel:** 1 Min.

**Bikinizone:** 1 Min.

