



Philips Sonicare
HealthyWhite
Электрическая зубная
щетка

2 режима
2 чистящие насадки

HX6762/43

Для белых и здоровых зубов

Уникальная зубная щетка для белоснежной улыбки

Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели при регулярном использовании режима "Чистка + осветление".

Proven to improve oral health

- Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания
- Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

Помогает следовать рекомендациям стоматолога

- Quadraset способствует тщательному очищению каждого участка полости рта
- Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

Обеспечивает тщательное очищение

- Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки
- Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

Позволяет создать свой режим чистки зубов

- Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare
- Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали
- Режим чистки: стандартный двухминутный режим

PHILIPS
sonicare

Особенности

Звуковая технология



Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Расположенная под углом чистящая насадка



Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

Возвращает зубам естественную белизну



Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.

Безопасно и бережно




Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических скоб (при чистке скоб чистящая насадка изнашивается быстрее замещений дефектов зубов пломб, коронок, коронок с покровными фасетками) и зубодесневых карманов.

SmarTimer



Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки


Quadpacer



Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для


перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

Функция Easy-start



Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание)



2 минуты в режиме Clean (Чистка) и дополнительно 30 секунд в режиме White (Отбеливание) для обработки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Осветляет зубы до 2 тонов всего за две недели.*

Режим чистки

Для ежедневной тщательной чистки. Поддержание результата после процедуры осветления.



Характеристики

Дизайн и отделка

- Цвет: Розовый

Питание

- Напряжение: 110—220 В

Технические характеристики

- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель**
- Батарея: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный

Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

- Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
- Ручка: Изящный эргономичный дизайн, Прорезиненная ручка для удобства пользования
- Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки
- Время работы: До 3 недель**

В комплекте

- Щетки: 1 HealthyWhite
- Зарядное устройство: 1
- Насадки: 1 стандартная насадка ProResults, 1 стандартная насадка DiamondClean

Качество чистки

- Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту
- Высокое качество: Удаляет до 90 % пятен*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние десен
- Таймер: Функции Quadraset и SmartTimer
- Эффект осветления: Осветляет зубы до 2 тонов

Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- Clean & White (Чистка и отбеливание): 2 минуты в режиме чистки + 30 секунд в режиме отбеливания



Дата выпуска 2022-05-19

Версия: 3.0.2

EAN: 08 71010 38275 35

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

**при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)
* Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой