

PHILIPS

 Product Picture

IPL – uređaj za
uklanjanje dlačica

Lumea Essential

Za korišćenje na telu i licu

22 minuta za tretman donjeg
dela nogu

<gt/>200.000 bljesaka lampe

Kompaktan dizajn sa kablom

SC1983/00

Lako, dugotrajno smanjenje količine dlačica

Philips Lumea Essential čini čuda da bi sprečio ponovni rast dlačica na licu i telu. Kada se redovno primenjuju, nežni svetlosni impulsi čine kožu glatkom svakog dana.

Dugotrajno uklanjanje dlačica pomoću IPL tehnologije

- Uživajte u glatkoj koži svakoga dana
- Efikasno bez napora
- Adaptirano za bezbednu upotrebu u udobnosti doma
- Pogodno za različite tipove dlačica i kože

Bezbedna i efikasna primena na licu i telu

- Bezbedno i efikasno čak i na osetljivim delovima tela
- Senzor nijanse kože
- Nežan tretman

Maksimalna sloboda, minimalni napor

- Nema rezervnih delova, nema skrivenih troškova
- Najmanji i najlakši uređaj u Lumea asortimanu
- Režim klizanja i bleskanja za udobniju primenu
- Pet prilagodljivih postavki svetlosne energije


Važne karakt.

IPL tehnologija




Philips Lumea koristi inovativnu svetlosnu tehnologiju koja se naziva IPL (Intense Pulsed Light – intenzivna pulsna svetlost), izvedenu iz tehnologije koja se koristi u profesionalnim salonima lepote. Kompanija Philips je adaptirala ovu tehnologiju za efikasnu upotrebu u bezbednosti i udobnosti doma. Kompanija Philips je blisko sarađivala sa stručnjacima za kožu da bi razvila ovu tehnologiju. Više od 10 godina kompanija Philips sprovodi opsežno istraživanje sa korisnicima IPL tehnologije, što je obuhvatilo više od 2000 žena.

Uživajte u glatkoj koži svakoga dana



Philips Lumea primenjuje nežne impulse svetlosti na koren dlake. Posledica je da se dlaka na telu postepeno smanjuje. Ponavljanje tretmana čini da koža bude divna bez dlaka i glatka na dodir.

Efikasno bez napora



Naše kliničke studije su pokazale značajno smanjenje količine dlačica za samo četiri dvonedeljna tretmana koja su dala glatku kožu

bez dlačica. Da biste održali ove rezultate, jednostavno ponovite tretman po potrebi. Vreme između tretmana može da se razlikuje u skladu sa individualnim ponovnim rastom dlačica. – Da biste povećali ovu sliku, kliknite na sliku u galeriji slika na vrhu ove stranice

Pogodni tipovi dlačica i kože



Philips Lumea radi efikasno na (prirodno) tamnoplavim, smeđim i crnim dlačicama. Kao i ostali svetlosni tretmani, Philips Lumea NIJE efikasan na ridim, svetloplavim ili belim/sedim dlačicama. Ovaj proizvod takode NIJE pogodan za tamnu kožu.

Mesta primene

Pouzdanost koristite da biste uklonili dlačice sa lica (gornja usna, brada) i delova tela kao što su noge, pazuh, bikini zona, stomak i ruke.

Senzor nijanse kože



Da bi se ostvarila dodatna bezbednost, integrisani senzor nijanse kože meri boju tretirane kože na početku svake sesije i

povremeno tokom sesije. Ako detektuje nijansu kože koja je suviše tamna za ovaj proizvod, on će automatski prestati da emituje impulse.

Nežan tretman



Nežan prema koži.

Najmanji i najlakši uređaj Lumea


Philips Lumea Essential je najmanji i najlakši uređaj u Lumea asortimanu. On se lako drži i lako može da dosegne do svih delova koje želite da tretirate.

Nema potrebe za rezervnim delovima



Philips Lumea je potpuno rešenje koje je spremno za upotrebu čim se izvadi iz pakovanja. Što je još važnije, nisu potrebne rezervne lampe ili gelovi.

Režim klizanja i bleskanja



Glavni režim primene omogućava klizanje za prijatniju i neprekidnu primenu.

Specifikacije

Područja primene

Delovi tela: Ruke, Noge, Stomak, Bikini zona, Pazusi

Delovi lica: Brada, Zulući, Gornja usna

Bezbednosne i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od ultraljubičaste svetlosti

5 postavki svetlosti: Prilagodljivo tipu kože

Ugrađeni bezbednosni sistem: Sprečite slučajno blicanje

Senzor nijanse kože: Detektuje nijansu kože

Režim korišćenja

Klizanje i blicanje: Za primenu uz lagane pokrete

Na baterije / preko kabla: S kablom

Prislanjanje i blicanje: Za tretman na oblim delovima tela

Napajanje

Napon: 100–240 V

Tehničke specifikacije

Lampa visokih performansi: Pruža <gt/> 200.000 bleskanja

Servis

Garancija: 2 godine garancije širom sveta

Predmeti koji se isporučuju

Uputstva za upotrebu: Koris. prir.

Adapter: 24 V / 1500 mA

Vreme primene

Potkolenica: 11 min

Pazuh: 1,5 min

Bikini zona: 1,5 min

Delovi lica: 2,5 min

