



Philips Sonicare  
ProtectiveClean 4300  
音波震動牙刷

內建壓力感測器  
1 種清潔模式  
1 x BrushSync 功能



HX6809/02

## 牙齒更乾淨，效果更溫和。

牙菌斑清除效果較手動牙刷高

我們的壓力感測器可讓您感受溫和清潔的與眾不同，同時能比手動牙刷清除更多牙菌斑

### Proven to improve oral health

- 牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍
- 安全且溫和對對您的牙齒敏感部位

### Designed around you

- 循序漸進程式可確立您的飛利浦 Sonicare 刷牙習慣
- 徹底清潔牙齒
- 自動提醒更換刷頭

### Innovative technology

- 壓力感測
- 飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術
- 晶片技術連接牙刷與刷頭

**PHILIPS**  
**sonicare**

## 焦點

### 和牙菌斑說再見



濃密高品質刷毛的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。特殊曲線外型的強韌刷頭可輕易深入口腔後方清潔牙齒。

### 安全且溫和



我們的音波震動技術適用於牙齒矯正器、填補、牙套和牙面鑲嵌，有助於預防齒縫蛀牙及改善牙齦健康，讓您享有安全且舒適的刷牙體驗。

### 唯一真正的音波震動技術



飛利浦 Sonicare 以先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，展現絕佳的清潔效果。

### 監控您的刷牙力道



刷牙力道過大會損害牙齒和牙齦。為防止這種情況，內建的壓力感測器會發出輕柔的脈動聲，提醒您將力道放鬆。

### BrushSync 技術



由微晶片啟用的技術，能偵測並同步智慧型握把與刷頭，並啟用刷頭更換自動提醒。

### BrushSync 刷頭更換提醒




刷頭會隨著時間逐漸磨損。但是我們的 BrushSync 技術能追蹤刷頭的使用時間，以及您的刷牙力道。當刷頭該更換時，會透過握把上的指示燈與發出短嗶聲提示您。

### 輕鬆養成新習慣



展開新嘗試時，或許會需要稍微適應一下。因此，在您使用新牙刷的前 14 次，循序漸進功能可讓您選擇以緩慢溫和的方式，增加刷牙力道。

### 實用的計時器



內建四分象限計時器，每 30 秒定時提示，確保口腔每個區域都清潔乾淨。

## 音波震動牙刷

內建壓力感測器 1 種清潔模式, 1 x BrushSync 功能

HX6809/02

# 規格

### 功率

- 電壓: 110-220 V

### 技術規格

- 電池: 充電式
- 電池續航力 (從電力充滿到沒電): 多達 2 週
- 電池類型: 鋰離子

### 設計與外型

- 色彩: 白色與淡藍色

### 客戶服務

- 保固: 2 年有限保固

### 使用簡單

- 電量指示燈: 電池電量指示燈
- 握把: 纖巧的人體工學設計
- 握把相容性: 方便的一按即用刷頭
- 刷牙時間: 多達 2 週

### 內附配件

- 握把: 1 個 ProtectiveClean
- 刷頭: 1 個 C2 Optimal Plaque Defense
- 充電器: 1

### 清潔效能

- 速度: 刷頭每分鐘轉動高達 31,000 次
- 對健康有益: 有助於減少蛀牙
- 效能: 牙菌斑清除效果提高達 7 倍\*
- 計時器: 四分象限計時器與智慧型計時器
- 壓力回饋: 震動握把發出警示

### 模式

- 清潔: 實現優異的每日清潔效果
- 2 種強度: 低, 高

### 智慧型感應器技術

- 壓力感測器: 刷牙力道過強時警示
- BrushSync 更換提醒: 隨時得知何時, 該更換刷頭



發行日期 2025-05-03

版本: 5.5.1

EAN: 87 10103 85200 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush