

# PHILIPS

## sonicare

Cepillo dental  
eléctrico sónico

FlexCare Platinum

Tres modos, Tres intensidades

Dos cabezales de cepillado

Con sensor de presión



HX9112/12



## Limpieza delicada y en profundidad

Elimina hasta diez veces más placa y ofrece unas encías más sanas\*

Con FlexCare Platinum hasta la limpieza más profunda es suave, cuidando y protegiendo tus dientes y encías. Gracias al cabezal de cepillado AdaptiveClean y al intuitivo sensor de presión, conseguirás una eliminación de placa óptima y una experiencia sin igual independientemente de cómo te cepilles.

### Probado, mejora la higiene bucal

- Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas
- Elimina hasta 10 veces más placa con AdaptiveClean\*
- Seguro y suave para tus necesidades de salud bucal

### Diseñado para ti

- Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos
- Batería de larga duración y estuche de viaje
- Te avisa si presionas demasiado

### Proporciona una limpieza superior

- El cabezal de cepillado AdaptiveClean se flexiona a lo largo de la línea de las encías
- El modo Limpieza en profundidad se ocupa de las zonas problemáticas

### Optimiza tu cepillado

- Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave
- Elige entre 3 modos y 3 ajustes de intensidad

# Destacados

## Elimina hasta 10 veces más placa




Coloca el cabezal de cepillado AdaptiveClean para disfrutar de nuestra limpieza más profunda hasta la fecha. Disfrutarás de una superficie de contacto 4 veces superior\* para eliminar hasta 10 veces más placa en zonas de difícil acceso\* y una limpieza realmente profunda a lo largo de la línea de las encías y entre los dientes.

## Cuida tus encías



Gracias a la limpieza óptima de tu FlexCare, tendrás unas encías más sanas en dos semanas. Con una eliminación de la placa hasta 7 veces superior a lo largo de la línea de las encías que un cepillo dental manual, disfrutarás de una sonrisa sana e inigualable.

## 3 modos, 3 ajustes de intensidad



Con FlexCare Platinum Connected, disfrutarás de una limpieza realmente profunda. Nuestros 3 ajustes de intensidad te permiten mejorar la limpieza, mientras que los 3 modos se adaptan a tus necesidades específicas: modo Limpieza para una limpieza superior a diario, modo Blanqueamiento para

eliminar las manchas superficiales y modo Limpieza en profundidad para disfrutar de un frescor revitalizante.

## Limpieza extraprofunda



Nuestro modo Limpieza en profundidad te permite centrarte realmente en zonas específicas para prestarles especial atención. Hemos combinado nuestro el exclusivo movimiento de nuestro cabezal de cepillado con 3 minutos más de tiempo de cepillado para disfrutar de una limpieza realmente profunda en tus dientes.

## ¿Demasiada presión?



Puede que no notes que te estás cepillando con demasiada fuerza, pero el FlexCare Platinum sí. Si ejerces demasiada presión, el mango vibrará ligeramente. Así te recuerda que debes aliviar la presión y dejar que el cabezal de cepillado trabaje. Siete de cada 10 personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.

## Tecnología Philips Sonicare



Las potentes vibraciones sónicas baten la pasta dental para formar burbujas que combaten la placa y las introducen entre los

dientes y a lo largo de la línea de las encías. Al mismo tiempo, tus dientes disfrutarás de 62 000 pasadas suaves pero eficaces. Obtendrás un mes de cepillado manual en solo dos minutos.

## Dientes hasta dos veces más sanos



Coloca nuestro cabezal de cepillado AdaptiveClean para disfrutar de una limpieza suave y profunda que deja las encías hasta dos veces más sanas que un cepillo dental manual. Los laterales de goma suave se flexionan a lo largo de cada contorno de los dientes y las encías para absorber el exceso de presión. Las cerdas llegan en profundidad entre los dientes para ofrecer limpieza cómoda, profunda y eficaz.

## QuadPacer y SmarTimer



Los dientes se cepillan en profundidad en solo dos minutos. Nuestro temporizador QuadPacer te permite saber cuándo has llegado al tiempo óptimo en cada sección de la boca, mientras que el SmarTimer señala el final del tiempo de cepillado. Juntos, ayudan a emplear el tiempo de cepillado recomendado en todo momento.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

Color: Gris pizarra

## Potencia

Tensión: 110-220 V

## Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 3 semanas \*\*

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

## Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

## Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Pantalla: Pantalla iluminada

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas\*\*\*

## Piezas incluidas

Estuche de viaje: 1

Cabezales: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare estándar

Cargador: 1

Mango: 1 FlexCare Platinum

## Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa\*

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Sensor de presión: El mango vibra para avisar al usuario

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

Beneficios del blanqueamiento: Ayuda a eliminar las manchas de forma natural

## Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

3 intensidades: Baja, Mediano, Alta

Blanco: Elimina las manchas superficiales

Limpieza en profundidad: Para una limpieza en profundidad vigorizante



\* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

\*\* En comparación con el cabezal de cepillado DiamondClean

\*\*\* Basado en dos periodos de cepillados de dos minutos al día