



Philips Sonicare AirFloss
Interdental - Recarregável

c/ 1 direcionador de ar



HX8211/02

Não usa fio dental? Então use AirFloss.

Remove a placa onde a escovação não alcança

Para as pessoas que não usam fio dental regularmente, o AirFloss é uma maneira fácil de começar a limpeza interdental. O AirFloss pode ser usado com enxaguante bucal ou água, e possui tecnologia exclusiva a ar e de microgotículas que ajudam a remover a placa nas áreas difíceis de alcançar.

Melhora a saúde bucal

- Remove mais placa entre os dentes
- Ajuda a melhorar a saúde da gengiva em apenas duas semanas
- Ajuda a prevenir cáries entre os dentes

Limpeza em apenas 30 segundos

- Limpa toda a boca em apenas 30 segundos
- Apontar. Pressionar. Limpar!

Fácil de usar

- Tecnologia de microgotículas de ar pressurizado
- Cabo ergonômico confortável
- A ponta de orientação garante a posição correta

Ajuda a construir hábitos saudáveis

- Uma maneira fácil de melhorar a limpeza entre os dentes

PHILIPS
sonicare


Destaques

Tecnologia de microgotículas de ar pressurizado



Tecnologia de microgotículas de ar pressurizado

Uma maneira fácil de começar



A limpeza interproximal é muito importante para a saúde bucal completa. O AirFloss é uma maneira fácil de limpar mais fundo entre os dentes, ajudando a formar um hábito saudável. Após três meses de uso do AirFloss, 96% das pessoas que não usavam fio dental com frequência continuou a usar o AirFloss de quatro a mais dias por semana.


Limpeza em 30 segundos



Com o AirFloss, limpar entre todos os dentes leva apenas 30 segundos. Basta pressionar o

botão uma vez para um único jato, e em seguida, mude de lugar e repita a operação. Para usar o recurso de limpeza automática, segure o botão e mova a ponta do direcionador de ar na direção em cada espaço entre os dentes. Assim, ele limpará automaticamente com um jato a cada segundo.

Melhor saúde da gengiva



Está clinicamente comprovado que a SoniCare AirFloss melhora a saúde da gengiva em apenas duas semanas.

Reservatório de fácil enchimento



Encha o reservatório no cabo com água ou enxaguante bucal para uma limpeza refrescante, em seguida, aponte e aperte. O reservatório armazena líquido suficiente para duas utilizações completas.

Ponta de orientação




O refil fino e curvo e a ponta de orientação facilitam a localização da posição correta. Basta deslizar pela superfície do dente próximo à linha da gengiva até que a ponta se encaixe nos espaços entre os dentes.

Ajuda a prevenir cáries



Ao remover suavemente toda a placa que a escova não consegue alcançar, o AirFloss ajuda a prevenir a formação de cáries nos espaços entre os seus dentes.

Remove mais placa entre os dentes



Remove mais placa entre os dentes

Cabo ergonômico

Desenvolvido para o fácil manuseio em espaços apertados, a AirFloss possui um cabo ergonômico confortável antideslizante.

Especificações

Lig/Desl

- Voltagem: Carregador bivolt

Especificações técnicas

- Tempo de operação: Substitua o direcionador de ar a cada 6 meses
- Bateria: Recarregável
- Tipo da bateria: Ion de lítio
- Tempo de carregamento: Carga completa em 24 horas

Especificações do design

- Cor(es): Branco com detalhes verdes

Serviço

- Garantia: Garantia de 2 anos

Fácil de usar

- Indicador de carga da bateria: A luz piscando indica bateria fraca

- Alça: Design compacto e ergonômico
- Colocação do bocal: Fácil de colocar e remover
- Duração da bateria: Até 3 semanas quando totalmente carregada

Itens inclusos

- Cabo AirFloss: 1
- Carregador: 1 carregador bivolt
- Refil AirFloss: 1
- Suporte do direcionador de ar: 1

Alto desempenho de limpeza

- Benefícios à saúde: Melhora a saúde das gengivas em apenas duas semanas
- Recurso limpeza automática: Limpa toda a boca em 30 segundos
- Direcionador de ar: Para melhores resultados, troque-os a cada 6 meses
- Desempenho: Remove até 5 vezes mais placa*



Data de emissão
2023-03-02

Versão: 5.0.1

EAN: 87 10103 65450 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* que a escovação manual